


Víčko pro kyvetu, Typ: HI 731225, Balení [ks]: 4, k produktu: Tester jednoparametrový Hanna Instruments

Jednoparametrové testery pro stanovení chloru, fosfátů, železa a dalších parametrů ve vodě představují komfortní a spolehlivou alternativu k testovacím kitům. Poskytují rychlé a spolehlivé výsledky měření. Díky svým malým rozměrům a provozu na baterie jsou velmi vhodné pro měření v terénu.



Základní charakteristika jednoparametrových testerů:

- dobře čitelný displej
- snadné měření díky ovládání jedním tlačítkem
- automatické vypínání po 2 minutách nečinnosti
- určené pro práci s DPD práškovými reagensy Hanna Instruments (náhradní reagensie na základě poptávky)
- provoz na baterie
- kompaktní rozměry (snadno se vejdu do ruky nebo kapsy)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky testeru jsou 2 vzorkovací kyvety s víčkem, 6 sáčků práškových reagensů (dle parametru) a 1,5V AAA baterie

Technické údaje					
Typ	HI 701	HI 711	HI 713	HI 718	HI 721
Parametr	volný chlor ⁽ⁱ⁾	celkový chlor ⁽ⁱ⁾	fosfáty, nízký rozsah ⁽ⁱ⁾	jód ⁽ⁱ⁾	železo, vysoký rozsah ⁽ⁱ⁾
Rozsah	0,00 – 2,50 ppm	0,00 – 3,50 ppm	0,00 – 2,50 ppm	0,0 – 12,5 ppm	0,00 – 5,00 ppm
Rozlišení	0,01 ppm			0,1 ppm	0,01 ppm
Přesnost	±0,03 ppm		±0,04 ppm	±0,1 ppm	±0,04 ppm
Interferenční filtr	525 nm				
Zdroj světla	LED světelné diody				
Provozní podmínky	0 – 50 °C; relativní vlhkost max. 95 % (nekondenzující)				
Rozměry	81,5 x 61 x 37,5 mm				
Hmotnost	64 g				
Napájení	1,5V AAA baterie				

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
451 850 000 701	HI 701 pro stanovení volného chloru	Včetně 2 ks vzorkovacích kyvet s víčkem, 6 ks práškových reagentů pro stanovení volného chloru a 1,5V baterie	2-3 týdny	1 855 Kč
451 850 000 711	HI 711 pro stanovení celkového chloru	Včetně 2 ks vzorkovacích kyvet s víčkem, 6 ks práškových reagentů pro stanovení celkového chloru a 1,5V baterie	2-3 týdny	1 855 Kč
451 850 000 713	HI 713 pro stanovení fosfátů (nízký rozsah)	Včetně 2 ks vzorkovacích kyvet s víčkem, 6 ks práškových reagentů pro stanovení fosfátů a 1,5V baterie	2-3 týdny	1 855 Kč
451 850 000 718	HI 718 pro stanovení jódu	Včetně 2 ks vzorkovacích kyvet s víčkem, 6 ks práškových reagentů pro stanovení jódu a 1,5V baterie	2-3 týdny	1 855 Kč
451 850 000 721	HI 721 pro stanovení železa (vysoký rozsah)	Včetně 2 ks vzorkovacích kyvet s víčkem, 6 ks práškových reagentů pro stanovení železa a 1,5V baterie	2-3 týdny	1 855 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
451 850 070 611	HI 706-11	Sada na kontrolu kalibrace	2-3 týdny	400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Příslušenství

Obj. číslo	Typ	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
451 850 731 321 1	HI 731321	Kyveta skleněná	4	2-3 týdny	802 Kč
451 850 731 225	HI 731225	Víčko pro kyvetu	4	2-3 týdny	1 022 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.