

Tlačka hadicová Mohrova

- vhodná k zaškrvení tenkostěnných hadic
- materiál: poniklovaná mosaz



Obj. číslo	Délka [mm]	Průměr [mm]	Dostupnost	Cena / ks
130 635 012 519	50	15	Skladem, do 1 týdne	74 Kč
130 635 012 520	60	25	1-2 týdny	83 Kč
130 635 012 521	70	30	1-2 týdny	92 Kč
130 635 012 522	80	35	4-6 týdnů	105 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.