

Tlouček třecí glazovaný, porcelánový

Materiál: Porcelán

Výrobci a značky: Jizerská porcelánka

- různé velikosti
- vysoká odolnost vůči kyselinám i zásadám
- dle norem ČSN EN 1183, ČSN ISO 1775, ČSN EN 60672-3
- vhodný pro [glazované porcelánové misky](#)



Obj. číslo	Popis	Typ	Průměr hlavy [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
641 331 213 001	Třecí tlouček	213b/0 gl.	14	54	3-4 týdny	73 Kč
641 331 213 101	Třecí tlouček	213b/1 gl.	24	115	3-4 týdny	94 Kč
641 331 213 201	Třecí tlouček	213b/2 gl.	30	135	3-4 týdny	109 Kč
641 331 213 301	Třecí tlouček	213b/3 gl.	36	150	Skladem, do 1 týdne	133 Kč
641 331 213 401	Třecí tlouček	213b/4 gl.	42	175	3-4 týdny	198 Kč
641 331 213 501	Třecí tlouček	213b/5 gl.	55	210	3-4 týdny	299 Kč
641 331 213 601	Třecí tlouček	213b/6 gl.	74	250	3-4 týdny	402 Kč
641 331 213 701	Třecí tlouček	213b/7 gl.	85	280	3-4 týdny	727 Kč
641 331 213 801	Třecí tlouček	213b/8 gl.	101	370	Skladem, do 1 týdne	951 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.