

Topná deska Ohaus Guardian 2000, Typ: e-G21HPRDS, Pracovní plocha [mm]: Ø 135, Teplotní rozsah [°C]: 50 - 380

Výrobci a značky: Ohaus

Série Guardian 2000 nabízí 3 modely topných desek, které se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy. Teplota se nastavuje pomocí analogového knoflíku bez možnosti kontroly na displeji. Přístroje najdou své uplatnění ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika topných desek Guardian 2000:

- 3 modely, které se liší teplotním rozsahem, rozměrem a materiálem pracovní plochy
- nastavení teploty pomocí otočného knoflíku (bez možnosti kontroly na displeji)
- LED kontrolka pro indikaci ohřevu
- indikátor zbytkového tepla
- vyvýšený ovládací panel (ochrana proti zatečení), pracovní plocha s výbornou chemickou odolností, robustní pouzdro s dlouhou životností
- integrovaný závit pro stojanovou tyč (tyč není součástí dodávky přístroje)

Technické údaje			
Typ	e-G21HP04C	e-G21HP07C	e-G21HPRDS
Ovládání	otočný knoflík		
Kapacita	max. 15 l (H ₂ O)		
Teplotní rozsah	70 - 500 °C		50 - 380 °C
Rozměry pracovní plochy	102 x 102 mm	178 x 178 mm	Ø 135 mm
Materiál pracovní plochy	keramika		nerez ocel s keramickým potahem
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 % (nekondenzující)		
Vnější rozměry (v x š x h)	110 x 163 x 264 mm	112 x 223 x 318 mm	101 x 163 x 264 mm
Hmotnost	1,8 kg	3,2 kg	1,8 kg
Příkon	0,505 kW	1,005 kW	0,505 kW
Napájení	230 V, 50/60 Hz		
Krytí	IP21		

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 680 274	e-G21HP04C	102 x 102	70 - 500	10-12 týdnů	7 680 Kč

Obj. číslo	Typ	Pracovní plocha [mm]	Teplotní rozsah [°C]	Dostupnost	Cena / ks
413 523 680 273	e-G21HP07C	178 x 178	70 - 500	10-12 týdnů	8 232 Kč
413 523 680 272	e-G21HPRDS	Ø 135	50 - 380	10-12 týdnů	7 440 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství:

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
413 523 692 826 2	e-G31	Stojanová tyč, svorka a držák teplotního čidla	3-4 týdny	1 476 Kč
413 523 500 597 2	VC	Držák s řetízkem	3-4 týdny	5 808 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Hotplate-Stirrers-Guardian-2000-EN.pdf