

Třepačka GFL 3005/3006, kruhový nebo přímočarý pohyb

Výrobci a značky: GFL

Třepačky GFL 3005/3006 jsou vhodné pro každodenní použití v biologických a mikrobiologických laboratořích.

Tento typ přístroje se již nevyrábí.

Nové produkty: [Třepačka Lauda VS 8 B/BE, horizontální přímočarý pohyb](#) a [Třepačka Lauda VS 8 O/OE, horizontální kruhový pohyb](#)



Základní charakteristika třepaček GFL 3005/3006:




- přehledný ovládací panel, jednoduchá obsluha
- plynulá elektronická regulace otáček s jemným náběhem
- konstantní rychlost otáček (nezávislá na zatížení)
- motor s ochranou proti přetížení
- hnací pohon s nízkým opotřebením a protizávažím (zajišťuje vysokou stabilitu a spolehlivost při nepřetržitém provozu)
- tělo přístroje z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nátěrem, třepací deska z eloxovaného hliníku
- tichý chod
- široká nabídka [příslušenství](#) pro rychlé a jednoduché upevnění různých tvarů láhví, baněk, zkumavek a dalších nádob
- **informace k dodávce:** třepačka se dodává bez příslušenství (obrázek je pouze ilustrační)

Technické údaje		
Typ	3005	3006
Druh pohybu	kruhový	přímočarý
Frekvence kmitů [min^{-1}]	20 - 500	20 - 300
Amplituda kmitů [mm]	10	20
Ovládání	analogové ⁽ⁱ⁾	
Časovač	0 - 60 minut nebo trvalý chod	
Rozměry třepací desky [mm]	330 x 330	
Maximální zatížení [kg]	8	
Vnější rozměry (š x h x v) [mm]	380 x 510 x 140	
Provozní podmínky [°C]	+10 ... +50	
Hmotnost [kg]	10	
Napětí [V/Hz]	230 / 50/60	

Obj. číslo	Typ	Frekvence kmitů [min ⁻¹]	Dostupnost	Cena / ks
396 122 003 005	3005 s kruhovým pohybem	20 - 500	Kontaktujte nás	
396 122 003 006	3006 s přímočarým pohybem	20 - 300	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-GFL-3005-EN.pdf
-  Data-Sheet-GFL-3006-EN.pdf
-  Data-Sheet-Accessories-GFL-3005-3006-EN.pdf