

## Třepačka IKA lab dancer, horizontální kruhový pohyb

Výrobci a značky: IKA

Lab dancer je malá kompaktní třepačka typu vortex. Je určena pro třepání jedné malé nádoby do průměru 30 mm.

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



### Základní charakteristika minitřepačky lab dancer:


- spouštění dotykem<sup>(i)</sup>
- intenzivní míchání vzorků
- fixní frekvence kmitů
- kompaktní rozměry
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 12V napájecí adaptér

Technické údaje	
Druh pohybu	orbitální
Frekvence kmitů	fixní, 2 800 min <sup>-1</sup>
Amplituda kmitů	4,5 mm
Ovládání	dotykem
Displej	ne
Maximální zatížení	0,1 kg (včetně nástavce)
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %
Rozměry (š x v x h)	100 x 70 x 100 mm
Hmotnost	0,8 kg
Napájení	230 V, 12V adaptér
Krytí	IP40

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 973 365 000	lab dancer	Pro třepání jedné malé nádoby do průměru 30 mm	2-3 týdny	6 395 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-IKA-Shaker-lab-dancer-EN.pdf