

Třepačka Ohaus ROTO-ROCK Genie e-RT23, kývavý nebo rotační překlopný pohyb

Novinka Výrobci a značky: Ohaus

Laboratorní třepačka Ohaus **ROTO-ROCK Genie e-RT23 s digitálním ovládáním a časovačem** vyniká mimořádnou flexibilitou. Je vybavena oboustrannou magnetickou plošinou, která umožňuje dva druhy pohybu a zajišťuje rychlou výměnu nástavců pro různé typy laboratorního nádobí.



Základní charakteristika třepačky ROTO-ROCK Genie e-RT23:

- **intuitivní ovládání** – dotykový LCD displej s podsvícením, časovač
- **oboustranná magnetická třepací plošina** – pro snadné uchycení nástavců (objednávají se samostatně)
 - **2 režimy třepání** – kývavý pohyb nebo rotační překlopný pohyb (pohyb se nastavuje posunutím třepací plošiny vpravo/vlevo)
 - úhel protřepávání lze změnit pootočením nástavců
- **3 pracovní režimy**
 - rotační překlopný pohyb s možností odpočítávání času
 - kývavý pohyb s možností odpočítávání času
 - kombinovaný režim (střídání pohybů v nastaveném čase)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nástavec 300 x 300 mm se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou (používá se pro kývavý pohyb)



V naší nabídce najdete i širokou nabídku **nástavců a boxů**, které se objednávají samostatně (níže v objednávací tabulce): nástavce se svorkami pro různé velikosti zkumavek, pro 100ml odměrné baňky, magnetické boxy pro mikrozkušavky, magnetický strip blot box, magnetické pásky pro uchycení sáčků, patrový nástavec pro zvýšení kapacity při kruhovém pohybu. Některé nástavce lze objednat také v balení po více kusech.

Obrázky v objednávacích tabulkách jsou orientační. Nástavce i ostatní příslušenství se dodávají bez nádob.

Technické údaje	
Typ	e-RT23
Ovládání	digitální, dotykový LCD displej, časovač (1 s – 99 hodin 59 minut)
Druh pohybu	kývavý nebo rotační překlopný
Rozsah otáček	10 – 70 ot/min (kývavý pohyb) 5 – 35 ot/min (rotační překlopný pohyb)
Úhel náklonu	0 – 25° (kývavý pohyb)
Rozměry třepací desky (d x š)	250 x 320 mm (magnetická)
Maximální zatížení	4,5 kg
Provozní podmínky	teplota okolí 0 – 38 °C, max. 95% RV (nekondenzující)

Rozměry (d x š x v)	300 x 400 x 380 mm
Hmotnost	9,7 kg
Napájení	24 V DC
 Podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení.	

Třepačka ROTO-ROCK Genie e-RT23

Obj. číslo	Popis	Max. zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 253	Třepačka Ohaus ROTO-ROCK Genie e-RT23	4,5	4-6 týdnů	48 000 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce na magnetickou třepací plošinu

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 466 3	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml)	4-6 týdnů	881 Kč
426 528 341 443 3	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 445 3	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 372 3	Nástavec se svorkami pro 4 ks 100ml odměrných baněk	4-6 týdnů	1 591 Kč
426 528 341 370 2	Magnetický box s víkem pro 50 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 298 Kč
426 528 341 373 3	Magnetický box s víkem pro 100 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 836 Kč
426 528 341 371	Magnetický Strip Blot Box	4-6 týdnů	1 298 Kč
426 528 341 252	Patrový nástavec pro rozšíření kapacity při kývavém pohybu	4-6 týdnů	4 752 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 374 3	Univerzální nástavec	2	4-6 týdnů	1 934 Kč
426 528 341 377 3	Nástavec se svorkami pro hybridizační zkumavku	2	4-6 týdnů	5 400 Kč
426 528 341 378 3	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 379 3	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 380 3	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 - 13 mm, objem 1,5 - 2,0 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 465 3	Magnetické pásky pro uchycení sáčků	16	4-6 týdnů	1 836 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Rotator-Genie-EN.pdf