

# Třepačka Ohaus ROTO-ROCK Genie e-RT23, kývavý nebo rotační překlopný pohyb

Novinka Výrobci a značky: Ohaus

Laboratorní třepačka Ohaus **ROTO-ROCK Genie e-RT23 s digitálním ovládáním a časovačem** vyniká mimořádnou flexibilitou. Je vybavena oboustrannou magnetickou plošinou, která umožňuje dva druhy pohybu a zajišťuje rychlou výměnu nástavců pro různé typy laboratorního nádobí.



## Základní charakteristika třepačky ROTO-ROCK Genie e-RT23:

- **intuitivní ovládání** – dotykový LCD displej s podsvícením, časovač
- **oboustranná magnetická třepací plošina** – pro snadné uchycení nástavců (objednávají se samostatně)
  - **2 režimy třepání** – kývavý pohyb nebo rotační překlopný pohyb (pohyb se nastavuje posunutím třepací plošiny vpravo/vlevo)
  - úhel protřepávání lze změnit pootočením nástavců
- **3 pracovní režimy**
  - rotační překlopný pohyb s možností odpočítávání času
  - kývavý pohyb s možností odpočítávání času
  - kombinovaný režim (střídání pohybů v nastaveném čase)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je nástavec 300 x 300 mm se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou (používá se pro kývavý pohyb)



V naší nabídce najdete i širokou nabídku **nástavců a boxů**, které se objednávají samostatně (níže v objednávací tabulce): nástavce se svorkami pro různé velikosti zkumavek, pro 100ml odměrné baňky, magnetické boxy pro mikrozkušavky, magnetický strip blot box, magnetické pásky pro uchycení sáčků, patrový nástavec pro zvýšení kapacity při kruhovém pohybu. Některé nástavce lze objednat také v balení po více kusech.

**Obrázky v objednávacích tabulkách jsou orientační.** Nástavce i ostatní příslušenství se dodávají bez nádob.

| Technické údaje               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ                           | e-RT23                                                                   |
| Ovládání                      | digitální, dotykový LCD displej, časovač (1 s – 99 hodin 59 minut)       |
| Druh pohybu                   | kývavý nebo rotační překlopný                                            |
| Rozsah otáček                 | 10 – 70 ot/min (kývavý pohyb)<br>5 – 35 ot/min (rotační překlopný pohyb) |
| Úhel náklonu                  | 0 – 25° (kývavý pohyb)                                                   |
| Rozměry třepací desky (d x š) | 250 x 320 mm (magnetická)                                                |
| Maximální zatížení            | 4,5 kg                                                                   |
| Provozní podmínky             | teplota okolí 0 – 38 °C, max. 95% RV (nekondenzující)                    |

|                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rozměry (d x š x v)                                                                                                                                    | 300 x 400 x 380 mm |
| Hmotnost                                                                                                                                               | 9,7 kg             |
| Napájení                                                                                                                                               | 24 V DC            |
|  Podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení. |                    |

### Třepačka ROTO-ROCK Genie e-RT23

| Obj. číslo      | Popis                                 | Max. zatížení [kg] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| 426 528 341 253 | Třepačka Ohaus ROTO-ROCK Genie e-RT23 | 4,5                | 4-6 týdnů  | 48 000 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Volitelné příslušenství: Nástavce na magnetickou třepací plošinu

| Obj. číslo        | Popis                                                                      | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 426 528 341 466 3 | Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml) | 4-6 týdnů  | 881 Kč    |
| 426 528 341 443 3 | Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)         | 4-6 týdnů  | 809 Kč    |
| 426 528 341 445 3 | Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)         | 4-6 týdnů  | 809 Kč    |
| 426 528 341 372 3 | Nástavec se svorkami pro 4 ks 100ml odměrných baněk                        | 4-6 týdnů  | 1 591 Kč  |
| 426 528 341 370 2 | Magnetický box s víkem pro 50 ks mikrozkušavek                             | 4-6 týdnů  | 1 298 Kč  |
| 426 528 341 373 3 | Magnetický box s víkem pro 100 ks mikrozkušavek                            | 4-6 týdnů  | 1 836 Kč  |
| 426 528 341 371   | Magnetický Strip Blot Box                                                  | 4-6 týdnů  | 1 298 Kč  |
| 426 528 341 252   | Patrový nástavec pro rozšíření kapacity při kývavém pohybu                 | 4-6 týdnů  | 4 752 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

| Obj. číslo        | Popis                                                              | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 426 528 341 374 3 | Univerzální nástavec                                               | 2           | 4-6 týdnů  | 1 934 Kč    |
| 426 528 341 377 3 | Nástavec se svorkami pro hybridizační zkumavku                     | 2           | 4-6 týdnů  | 5 400 Kč    |
| 426 528 341 378 3 | Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml) | 6           | 4-6 týdnů  | 4 380 Kč    |
| 426 528 341 379 3 | Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml) | 6           | 4-6 týdnů  | 4 380 Kč    |

| Obj. číslo        | Popis                                                                      | Balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 426 528 341 380 3 | Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 - 13 mm, objem 1,5 - 2,0 ml) | 6           | 4-6 týdnů  | 4 380 Kč    |
| 426 528 341 465 3 | Magnetické pásky pro uchycení sáčků                                        | 16          | 4-6 týdnů  | 1 836 Kč    |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Rotator-Genie-EN.pdf