

Třepačka Ohaus ROTO-SHAKE Genie e-RT22, kývavý nebo rotační překlopný pohyb

Novinka

Výrobci a značky: Ohaus

Laboratorní třepačka Ohaus **ROTO-SHAKE Genie e-RT22** vyniká mimořádnou flexibilitou. Je vybavena oboustrannou magnetickou plošinou, která umožňuje dva druhy pohybu a zajišťuje rychlou výměnu nástavců pro různé typy laboratorního nádobí. Podle potřeby lze magnetickou plošinu snadno vyměnit za volitelnou variantu s 3D kývavým nebo horizontálním kruhovým pohybem.



Základní charakteristika třepačky ROTO-SHAKE Genie e-RT22:

- **jednoduché ovládání** – plynulé nastavení rychlosti otáček pomocí analogového otočného knoflíku
- **oboustranná magnetická třepací plošina** – pro snadné uchycení nástavců
 - **2 režimy třepání** – kývavý pohyb nebo rotační překlopný pohyb (pohyb se nastavuje posunutím třepací plošiny vpravo/vlevo)
 - úhel protřepávání lze změnit pootočením nástavců
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je
 - 1x nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)
 - 1x nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)
 - 1x nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml)
 - 1x nástavec 305 x 305 mm se zvýšeným okrajem a protiskluzovou podložkou (používá se pro kývavý pohyb)
 - 4x magnetický pásek pro bezpečné uchycení sáčků



V naší nabídce najdete i širokou nabídku **volitelného příslušenství**, které se objednává samostatně (níže v objednacích tabulkách): nástavce se svorkami pro různé velikosti zkumavek, pro 100ml odměrné baňky, magnetický box pro mikrozkušavky, magnetické pásky pro uchycení sáčků, patrový nástavec pro zvýšení kapacity při kývavém pohybu, třepací plošina pro horizontální kruhový pohyb nebo pro 3D kývavý kruhový pohyb. Některé nástavce lze objednat také v balení po více kusech.

Obrázky v objednacích tabulkách jsou orientační. Nástavce i ostatní příslušenství se dodávají bez nádob.

Technické údaje

Typ	e-RT22
Ovládání	analogové
Druh pohybu	kývavý nebo rotační překlopný
Rozsah otáček	10 – 70 ot/min (kývavý pohyb) 5 – 35 ot/min (rotační překlopný pohyb)
Rozměry třepací plošiny (d x š)	200 x 340 mm
Maximální zatížení	4,5 kg

Provozní podmínky	teplota okolí 0 – 38 °C, max. 95% RV (nekondenzující)
Rozměry (d x š x v)	175 x 400 x 400 mm
Hmotnost	11,8 kg
Napájení	230 V, 50 Hz
 Podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení.	

Třepačka ROTO-SHAKE Ohaus Genie e-RT22

Obj. číslo	Popis	Max. zatížení [kg]	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 385	Třepačka Ohaus ROTO-SHAKE Genie e-RT22	4,5	4-6 týdnů	34 800 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce na magnetickou třepací plošinu

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 466 2	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml)	4-6 týdnů	881 Kč
426 528 341 443 2	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 445 2	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 372 2	Nástavec se svorkami pro 4 ks 100ml odměrných baněk	4-6 týdnů	1 591 Kč
426 528 341 370 1	Magnetický box s víkem pro 50 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 298 Kč
426 528 341 373 2	Magnetický box s víkem pro 100 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 836 Kč
426 528 341 368	Patrový nástavec	4-6 týdnů	4 164 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 374 2	Univerzální nástavec	2	4-6 týdnů	1 934 Kč
426 528 341 377 2	Nástavec se svorkami pro hybridizační zkumavku	2	4-6 týdnů	5 400 Kč
426 528 341 378 2	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 379 2	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 380 2	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 465 2	Magnetické pásky pro uchycení sáčků	16	4-6 týdnů	1 836 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Třepací plošiny pro horizontální pohyb

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 369	Třepací plošina pro 3D kývavý kruhový pohyb	4-6 týdnů	9 432 Kč
426 528 341 367	Třepací plošina pro horizontální kruhový pohyb	4-6 týdnů	9 072 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Rotator-Genie-EN.pdf