

Třepačka překlopná IKA Trayster

Sleva 30 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Všechny třepačky IKA se slevou

Platí do 5. 12. 2025

Série překlopných třepaček Trayster s vertikální rotací je vhodná pro šetrné, ale efektivní protřepávání zejména biologických vzorků, především pro jemně mleté a kapalné vzorky ve zkumavkách Eppendorf a Greiner s objemem do 50 ml.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika překlopných třepaček IKA Trayster:

- 2 typy: **basic** (pevně nastavené otáčky, bez displeje) a **digital** (možnost regulace otáček, časovač, kontrola nastavených parametrů na displeji)
- otočná deska s otvory pro 3 nástavce
- možnost provozu v inkubátorech při teplotě 4 – 50 °C
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- kompatibilní se 4 typy nástavců pro různé objemy zkumavek, nástavce se dají vzájemně kombinovat, snadno se vyměňují i čistí
- podrobnější technické informace naleznete níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje **nejsou** nástavce (objednávají se samostatně)

Technické údaje		
Typ	Trayster basic	Trayster digital
Druh pohybu	rotační překlopný	
Frekvence otáček	fixní, 20 min ⁻¹	5 – 80 min ⁻¹ (krok 1 min ⁻¹)
Ovládání	tlačítko pro spuštění	digitální nastavení otáček a času
Displej	ne	LED
Pracovní režim	trvalý chod	časovač (1 s – 99 h 59 min) nebo trvalý chod
Maximální zatížení	2 kg (včetně nástavců)	
Provozní podmínky	teplota okolí: 4 – 50 °C, relativní vlhkost: max. 80 %	
Rozměry (š x v x h)	460 x 180 x 140 mm	
Hmotnost	1,6 kg	
Napájení	230 V (24V AC adaptér)	
Krytí	IP21	

Obj. číslo	Typ	Popis	Frekvence otáček [min ⁻¹]	Dostupnost	Cena / ks
426 484 005 000	Basic	Přístroj bez nástavců	20 (fixní)	2-3 týdny	26 730 Kč 18 711 Kč
426 484 006 000	Digital	Přístroj bez nástavců	5 – 80	2-3 týdny	28 420 Kč 19 894 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Nástavce pro různé objemy zkumavek

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 484 525 100	TR 1	Nástavec pro 24 zkumavek o objemu 1,5/2,0 ml a Ø 10 mm	2-3 týdny	1 409 Kč 986 Kč
426 484 525 200	TR 2	Nástavec pro 24 zkumavek o objemu 5 ml a Ø 12 mm	2-3 týdny	1 409 Kč 986 Kč
426 484 525 300	TR 3	Nástavec pro 12 zkumavek o objemu 15 ml a Ø 16 mm	2-3 týdny	1 409 Kč 986 Kč
426 484 525 400	TR 4	Nástavec pro 6 zkumavek o objemu 50 ml a Ø 28 mm	2-3 týdny	1 409 Kč 986 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Trayster-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Shaker-Trayster-digital-EN.pdf