

Třepačka překlopná (rotátor) Ohaus Genie

Novinka

Výrobci a značky: Ohaus

Překlopná třepačka Ohaus Genie s vertikální rotací je ideální volbou pro šetrné, ale vysoce efektivní promíchávání vzorků. Je dostupná ve dvou konfiguracích. Vyměnitelné plošiny zajišťují maximální univerzálnost pro uchycení téměř jakéhokoli typu laboratorní nádoby.



Základní charakteristika rotátorů Ohaus Genie:

- jednoduché ovládání – plynulé nastavení rychlosti otáček pomocí analogového otočného knoflíku
- flexibilita – třepací plošiny jsou oboustranné a snadno vyměnitelné (dostupné i jako volitelné příslušenství)
- univerzálnost – možnost provozu v inkubátorech i chlazených prostorách

Volit můžete ze dvou konfigurací:

- **model e-RT21** se standardní třepací plošinou (nevyžaduje žádné další příslušenství)
 - upevňovací gumičky se přizpůsobí každé nádobě
 - plošina je vybavena středovými zajišťovacími jazýčky (snadno se přizpůsobí široké škále velikostí a tvarů nádob)
 - plošinu lze otočit o 90° kolmo k rotačnímu pohybu, čímž snadno změňte úhel protřepávání
- **model e-RT21/M** s magnetickou třepací plošinou (nástavce pro uchycení nádob se objednávají samostatně)
 - úhel protřepávání lze změnit pootočením nastavců
 - široká nabídka nástavců (níže v objednacích tabulkách, některé nástavce lze objednat také v balení po více kusech)
 - nástavce se svorkami na zkumavky a baňky
 - univerzální nástavec s gumičkami
 - magnetické boxy pro mikrozkušavky
 - magnetické pásy pro sáčky
 - **upozornění:** obrázky v objednacích tabulkách jsou orientační – nástavce i ostatní příslušenství se dodávají bez nádob

Technické údaje			
Typ		e-RT21	e-RT21/M
Ovládání		analogové	
Druh pohybu		rotační překlopný	
Rozsah otáček		5 – 35 ot/min	
Třepací plošina	Typ:	standardní s gumičkami	magnetická
	Rozměry (d x š):	260 x 260 mm	290 x 315 mm
Maximální zatížení		2,25 kg	

Provozní podmínky	teplota okolí 0 – 38 °C, max. 95% RV (nekondenzující)
Rozměry (d x š x v)	175 x 400 x 400 mm
Hmotnost	5,2 kg
Napájení	230 V, 50 Hz

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 344	e-RT21	Se standardní třepací plošinou	4-6 týdnů	24 840 Kč
426 528 341 337	e-RT21/M	S magnetickou třepací plošinou	4-6 týdnů	25 560 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Třepací plošiny

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 458	Standardní třepací plošina	4-6 týdnů	4 260 Kč
426 528 341 457	Magnetická třepací plošina	4-6 týdnů	5 400 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nástavce na magnetickou třepací plošinu

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
426 528 341 466 1	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 – 13 mm, objem 1,5 – 2,0 ml)	4-6 týdnů	881 Kč
426 528 341 443 1	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 – 17 mm, objem 15 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 445 1	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	4-6 týdnů	809 Kč
426 528 341 372 1	Nástavec se svorkami pro 4 ks 100ml odměrných baněk	4-6 týdnů	1 591 Kč
426 528 341 370	Magnetický box s víkem pro 50 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 298 Kč
426 528 341 373 1	Magnetický box s víkem pro 100 ks mikrozkušavek	4-6 týdnů	1 836 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 374 1	Univerzální nástavec	2	4-6 týdnů	1 934 Kč
426 528 341 377 1	Nástavec se svorkami pro hybridizační zkumavku	2	4-6 týdnů	5 400 Kč
426 528 341 378 1	Nástavec se svorkami pro 3 ks zkumavek (Ø 28 – 30 mm, objem 50 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
426 528 341 379 1	Nástavec se svorkami pro 6 ks zkumavek (Ø 15 - 17 mm, objem 15 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 380 1	Nástavec se svorkami pro 12 ks zkumavek (Ø 10 - 13 mm, objem 1,5 - 2,0 ml)	6	4-6 týdnů	4 380 Kč
426 528 341 465 1	Magnetické pásky pro uchycení sáčků	16	4-6 týdnů	1 836 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Rotator-Genie-EN.pdf