

Trubička detekční skleněná ALTEST

Sady jednorázových detekčních trubic pro detekci alkoholu v dechu.

- jednoduché použití
- 3 sady s různým obsahem
- kompletní sada **AL-TEST** v černé plastové krabičce obsahuje 10 ks zatavených skleněných detekčních trubiček, 10 ks náústků, opakovaně použitelný odměrný výdechový sáček a kovový odlamovač trubiček
- sada **AL-TEST-1** v papírové krabičce obsahuje 3 ks zatavených skleněných detekčních trubiček, 3 ks náústků a kovový odlamovač trubiček (neobsahuje odměrný výdechový sáček)
- sada **AL-TEST- 2** v papírové krabičce obsahuje 1 ks zatavené skleněné detekční trubičky, 1 ks náústku, opakovaně použitelný odměrný výdechový sáček a kovový odlamovač trubiček



Obj. číslo	Typ sady	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
253 219 810 900	AL-TEST	10 ks skleněných detekčních trubiček, 10 ks náústků, 1 ks opakovaně použitelného výdechového sáčku, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	225 Kč
253 219 810 901	AL-TEST-1	3 ks skleněných detekčních trubiček, 3 ks náústků, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	101 Kč
253 219 810 903	AL-TEST-2	1 ks skleněné detekční trubičky, 1 ks náústku, 1 ks výdechového sáčku, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.