

TRUBIČKY DETEKČNÍ

VERKON > Hygiena, ochrana a bezpečnost > Detektory > Trubičky detekční

Trubička detekční skleněná ALTEST

Sady jednorázových detekčních trubic pro detekci alkoholu v dechu.

- jednoduché použití
- 3 sady s různým obsahem
- kompletní sada **AL-TEST** v černé plastové krabičce obsahuje 10 ks zatavených skleněných detekčních trubiček, 10 ks náústků, opakovaně použitelný odměrný výdechový sáček a kovový odlamovač trubiček
- sada **AL-TEST-1** v papírové krabičce obsahuje 3 ks zatavených skleněných detekčních trubiček, 3 ks náústků a kovový odlamovač trubiček (neobsahuje odměrný výdechový sáček)
- sada **AL-TEST-2** v papírové krabičce obsahuje 1 ks zatavené skleněné detekční trubičky, 1 ks náústku, opakovaně použitelný odměrný výdechový sáček a kovový odlamovač trubiček



Obj. číslo	Typ sady	Popis	Dostupnost	Cena / bal.
253 219 810 900	AL-TEST	10 ks skleněných detekčních trubiček, 10 ks náústků, 1 ks opakovaně použitelného výdechového sáčku, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	225 Kč
253 219 810 901	AL-TEST-1	3 ks skleněných detekčních trubiček, 3 ks náústků, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	101 Kč
253 219 810 903	AL-TEST-2	1 ks skleněné detekční trubičky, 1 ks náústku, 1 ks výdechového sáčku, odlamovač trubiček	4-6 týdnů	82 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Trubice detekční

CO a CO₂ – určeny k orientačnímu stanovení škodlivých plynů v ovzduší

UH-V – pro stanovení uhlovodíků a dolní meze výbušnosti par ředidel v ovzduší

KT-1 – k určování směru proudění vzduchu



Obj. číslo	Typ a měřicí rozsah [%]	Nasávací doba [s]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
253 219 810 830	CO 0,001%; 0,001-0,03	15-25	14	Skladem	510 Kč

Obj. číslo	Typ a měřicí rozsah [%]	Nasávací doba [s]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
253 219 810 840	CO 0,5; 0,5-5	20-35	14	4-6 týdnů	470 Kč
253 219 810 850	CO ₂ ; 1-16	15-25	14	4-6 týdnů	470 Kč
253 219 810 880	UH-V	15-25	14	4-6 týdnů	550 Kč
253 219 810 890	KT 1	-	14	2-3 týdny	535 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.