

VERKON > Sklo a porcelán > Chladiče a zábrusové díly > Tuky a návleky na zábrusy > Tuk na skleněné zábrusy a kohouty

## Tuk na skleněné zábrusy a kohouty

- 3 typy: Ramsay, Lukosan a Korasilon
- vhodné pro mazání normalizovaných zábrusů, exsikátorů a kohoutů



Obj. číslo	Název	Popis	Obsah [g]	Dostupnost	Cena / ks
18405G0250	Ramsay	Žlutohnědá pasta	250	Skladem, do 1 týdne	912 Kč
40359-BT0-M0088	Lukosan	Silikonový tuk, transparentní, teplotní odolnost -70 až 150 °C	70	Skladem, do 1 týdne	255 Kč
221 987 057 003	Korasilon	Silikonový tuk, odolný proti zředěným kyselinám a zásadám, teplotní odolnost -50 až 200 °C, max. podtlak 0,1 mbar	35	4-6 týdnů	140 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*