

## Tyč teleskopická pro odběrové nádoby

K teleskopické tyči je možné připojit několik typů různých **nádob** (kádinky, pohárky nebo láhve). Tento vzorkovací systém je potom vhodný pro získávání vzorků z hůře dostupných míst (nádrží, rybníků, šachet, čističek atd.). K dispozici jsou různé modely tyčí, které se liší v nastavitelné délce.



- jednotlivé tyče jsou opatřené koncovým dorazem (zabraňuje vyklouznutí tyče)
- s nejdelším modelem tyče můžete odebrat vzorky až z hloubky 6 metrů
- velmi skladná je varianta, která má v základním stavu délku jen 95 cm a kterou můžete prodloužit až na 280 cm

Obj. číslo	Délka plynule nastavitelná od ... do [cm]	Počet tyčí	Dostupnost	Cena / ks
331 707 153 499	65 ... 120	2	1-2 týdny	736 Kč
331 707 355 120	70 ... 180	4	1-2 týdny	1 248 Kč
399 156 300 280	95 ... 280	4	1-2 týdny	1 473 Kč
331 707 153 599	125 ... 250	2	1-2 týdny	943 Kč
331 707 153 699	115 ... 300	3	Skladem, do 1 týdne	1 473 Kč
399 156 300 450	165 ... 450	3	1-2 týdny	2 054 Kč
399 156 300 600	175 ... 600	4	1-2 týdny	2 520 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Telescopic-rod-EN.pdf