

## Tyčinka stěrová

- typ: dřevo/vata, nesterilní
- průměr hlavičky s vatou: cca 5 mm
- průměr tyčinky: 2,2 mm
- délka tyčinky: 150 mm
- **informace k dodávce:** stěrové tyčinky (tampóny) jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Popis	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 647 695 280	Stěrová tyčinka (tampón)	Dřevo/vata, délka 150 mm, nesterilní	100	1-2 týdny	25,50 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*