

## Ubrousky laboratorní KIMTECH

Jednovrstvé laboratorní ubrousky s výbornou savostí a nízkou vláknitostí.

- 100% čisté vlákno
- barva: bílá
- rozměry: 11 x 21 cm
- chemicky inertní, antistatické
- vhodné pro čištění jemného skla (čočky, krycí sklíčka, optické přístroje apod.)
- typ balení: dávkovací papírový box, 286 ks



Obj. číslo	Popis	Typ balení	Dostupnost	Cena / ks
200 647 007 552	Laboratorní ubrousky	Dávkovací papírový box, 286 ks	28 ks	156 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.