

UV BOXY

VERKON > Chromatografie > Tenkovrstvá chromatografie > UV Boxy

UV box Camag

UV box Camag je vhodný pro pozorování tenkovrstvých chromatogramů a jiných objektů v nezatemněné místnosti. Přední strana boxu je uzavřena roletou, kterou lze podle potřeby zasunout doleva nebo doprava. Filtr v pozorovacím okně chrání oči před krátkovlnným zářením.

- velikost pracovního prostoru: 20 x 20 cm
- přední strana boxu uzavřena roletou (snadné vkládání i vyjímání objektů)
- pozorovací okno s UV filtrem pro ochranu očí
- optimální vzdálenost mezi UV lampou a objektem (možnost pozorování celé TLC desky)
- UV lampa se dvěma trubicemi – 8W s vlnovou délkou 254 nm a 8W s vlnovou délkou 366 nm
- kompaktní rozměry (zabírá málo místa na laboratorním stole)



UV box

| Obj. číslo | Typ | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------|---|------------|-----------|
| 396 230 229 070 | UV box Camag | Včetně UV lampy pro vlnové délky 254 a 366 nm a síťového adaptéru | Na dotaz | 53 805 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Náhradní UV lampa

| Obj. číslo | Popis | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|---|------------|-----------|
| 396 230 229 120 | Náhradní UV lampa pro vlnové délky 254 a 366 nm | Na dotaz | 27 019 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.