

Uzávěr bakteriologický na Erlenmeyerovy baňky

- pro průměr hrdla 37 - 39 mm
- materiál: barevně eloxovaný hliník
- pružiny z chromniklové oceli
- možnost sterilizace
- vhodný pro [kultivační baňky dle Erlenmeyera](#)
- **informace k dodávce:** uzávěry jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Popis	Barva	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
397 666 071 801	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Stříbrná	10	4-6 týdnů	1 086 Kč
397 666 072 001	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Modrá	10	4-6 týdnů	1 086 Kč
397 666 073 801	Hliníkový uzávěr na kultivační baňky s rovným hrdlem	Červená	10	4-6 týdnů	1 086 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.