

## Uzávěr GL 45, multiportový

A 121 °C

- 3 typy: uzávěr se 2 porty GL 14, uzávěr se 3 porty GL 14 nebo uzávěr HPLC se 4 porty M8
- otočná vnitřní část s porty pro snadnou výměnu láhve
- opakovaně použitelné
- autoklávatelné
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): červený uzávěr GL 14 k uzavření nepoužívaných portů, červený uzávěr GL 14 s olivkou a membránovým filtrem pro vyrovnání tlaku, modrý uzávěr GL 14 s otvorem pro napojení hadice, silikonové vložky do modrého uzávěru vhodné pro průměry hadic 1,6; 3,0, 3,2 nebo 6,0 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují úzkohrdlé reagenční láhve z čirého skla s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a úzkohrdlé **reagenční láhve z hnědého skla**.

### Uzávěr se závitem GL 45 a 2 nebo 3 porty (výstupy)

Obj. číslo	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 975 000	Se dvěma závitovými porty GL 14, PP	2	2-3 týdny	1 451 Kč
637 112 975 100	Se třemi závitovými porty GL 14, PP	2	2-3 týdny	1 552 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Příslušenství pro uzávěry se 2 nebo 3 porty (výstupy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 115 629 200	Uzávěr GL 14 k uzavření nepoužívaných portů, červený PBT, silikonové těsnění potažené vrstvou PTFE	2	2-3 týdny	119 Kč
637 113 779 900	Uzávěr GL 14 s olivkou a membránovým filtrem 0,2 µm pro sterilní vyrovnání tlaku	1	2-3 týdny	679 Kč
637 112 981 400	Uzávěr GL 14 s otvorem pro napojení hadice, modrý PP	2	2-3 týdny	209 Kč
637 112 981 500	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 1,6 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 981 600	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 3,0 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč
637 112 981 700	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 3,2 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč
637 112 981 800	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 6,0 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Uzávěr HPLC se závitem GL 45 a 4 porty (výstupy)**

Obj. číslo	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 981 200	Se 4 závitovými HPLC porty M8 (včetně 4 ks černých uzávěrů M8, 12 ks silikonového těsnění pro hadičky o vnějším průměru 1,6 nebo 3,2 mm)	2	2-3 týdny	1 673 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*