

## UZÁVĚRY SE ZÁVITEM GL

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Zátky a uzávěry > Uzávěry se závitem GL

### Uzávěr se závitem GL, různé velikosti, PP

Materiál: PP

- materiál: bílý PP
- závit GL dle DIN 168
- autoklávodatelný
- očko pro bezpečnostní štítek
- vhodný jako náhradní uzávěr pro láhve se závitem GL



**Náš TIP:** Tyto uzávěry lze použít jako náhradní uzávěry k polypropylenovým širokohrdlým nebo úzkohrdlým láhvím s graduací a širokohrdlým polyethylenovým láhvím s graduací nebo bez graduace.

Obj. číslo	Popis	Barva	Závit	Dostupnost	Cena / ks
130 507 172 318	Šroubovací uzávěr	Bílá	GL 18	3-4 týdny	10 Kč
130 507 172 325	Šroubovací uzávěr	Bílá	GL 25	3-4 týdny	10 Kč
130 507 172 332	Šroubovací uzávěr	Bílá	GL 32	Skladem, do 1 týdne	16 Kč
130 507 172 345	Šroubovací uzávěr	Bílá	GL 45	3-4 týdny	17 Kč
130 507 172 363	Šroubovací uzávěr	Bílá	GL 63	3-4 týdny	30 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Uzávěr se závitem GL 45

- materiál: PFA, PBT nebo PP
- závit GL 45
- opakovaně použitelný
- autoklávodatelný
- oblast použití (dle materiálu): bezpečné skladování a přeprava vzorků, sterilizace horkým vzduchem a depyrogenace při 200 °C atd.



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují úzkohrdlé reagenční láhve z čirého skla s modrým nebo červeným uzávěrem a úzkohrdlé reagenční láhve z hnědého skla.

Technické údaje				
Materiál	PP	PP s bezpečnostním kroužkem	PBT, silikonová vložka s PTFE potahem, vylévací kroužek ETFE	PFA, silikonová vložka s PTFE potahem

Průměr	54 mm	66 mm	54 mm	51 mm
Výška	25 mm	38 mm	28 mm	26 mm
Závit	GL 45	GL 45	GL 45	GL 45
Autoklávovatelný	ano	ano	ano	ano
Retrace code	ne	ne	ne	ano
Vhodný pro	běžné použití	bezpečné skladování a přepravu (odtržený barevně odlišený bezpečnostní kroužek indikuje neoprávněnou manipulaci)	potravinářský průmysl, vyšší chemická i tepelná odolnost ve srovnání se standardními uzávěry z PP	sterilizace horkým vzduchem, depyrogenace při 200 °C, dlouhodobé skladování nebo přepravu citlivých vzorků, farmaceutický průmysl (splňuje požadavky FDA/USP/EP a JP)

Obj. číslo	Materiál	Barva	Typ	Dostupnost	Cena / ks
331 302 004 501	PP	Zelená	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 502	PP	Žlutá	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 503	PP	Červená	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 504	PP	Šedá	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 505	PP	Bordó	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 506	PP	Modrá	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč
331 302 004 507	PP	Fialová	Pro běžné použití	3-4 týdny	32 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

Obj. číslo	Materiál	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 101 752 600	PP	S barevně odlišeným odtrhacím bezpečnostním kroužkem	10	2-3 týdny	585 Kč
637 292 402 807	PBT, silikonová vložka s PTFE potahem, vylévací kroužek z ETFE	S vylévacím kroužkem	10	2-3 týdny	2 155 Kč
637 108 867 900	PFA, silikonová vložka s PTFE potahem	S vynikající teplotní a chemickou odolností	5	2-3 týdny	2 053 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

# Uzávěr GL 45, multiportový

A 121 °C

- 3 typy: uzávěr se 2 porty GL 14, uzávěr se 3 porty GL 14 nebo uzávěr HPLC se 4 porty M8
- otočná vnitřní část s porty pro snadnou výměnu láhve
- opakovaně použitelné
- autoklávatelné
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): červený uzávěr GL 14 k uzavření nepoužívaných portů, červený uzávěr GL 14 s olivkou a membránovým filtrem pro vyrovnání tlaku, modrý uzávěr GL 14 s otvorem pro napojení hadice, silikonové vložky do modrého uzávěru vhodné pro průměry hadic 1,6; 3,0, 3,2 nebo 6,0 mm



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují úzkohrdlé reagenční láhve z čirého skla s **modrým** nebo **červeným** uzávěrem a úzkohrdlé **reagenční láhve z hnědého skla**.

## Uzávěr se závitem GL 45 a 2 nebo 3 porty (výstupy)

Obj. číslo	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 975 000	Se dvěma závitovými porty GL 14, PP	2	2-3 týdny	1 451 Kč
637 112 975 100	Se třemi závitovými porty GL 14, PP	2	2-3 týdny	1 552 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Příslušenství pro uzávěry se 2 nebo 3 porty (výstupy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 115 629 200	Uzávěr GL 14 k uzavření nepoužívaných portů, červený PBT, silikonové těsnění potažené vrstvou PTFE	2	2-3 týdny	119 Kč
637 113 779 900	Uzávěr GL 14 s olivkou a membránovým filtrem 0,2 µm pro sterilní vyrovnání tlaku	1	2-3 týdny	679 Kč
637 112 981 400	Uzávěr GL 14 s otvorem pro napojení hadice, modrý PP	2	2-3 týdny	209 Kč
637 112 981 500	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 1,6 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč
637 112 981 600	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 3,0 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč
637 112 981 700	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 3,2 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 981 800	Vložka silikonová s PTFE pro hadice o vnějším průměru 6,0 mm (vhodná do modrého uzávěru GL 14 s otvorem pro napojení hadice)	1	2-3 týdny	348 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Uzávěr HPLC se závitem GL 45 a 4 porty (výstupy)**

Obj. číslo	Typ	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
637 112 981 200	Se 4 závitovými HPLC porty M8 (včetně 4 ks černých uzávěrů M8, 12 ks silikonového těsnění pro hadičky o vnějším průměru 1,6 nebo 3,2 mm)	2	2-3 týdny	1 673 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*