

Váhový stůl s boční skříňkou

Výrobci a značky: POL-LAB

Antivibrační deska je umístěna na svém vlastním nezávislém rámu z pevných dutých profilů fixovaných na flexibilních amortizátorech.

- umístění skříňky na pravé nebo levé straně
 - prohlédněte si [3D model](#) váhového stolu s boční skříňkou vpravo
- antivibrační deska z vysoce kvalitní leštěné žuly (rozměry desky 400 x 400 mm)
- celkové rozměry stolu (š x v x h) 1200 x 800 x 750 mm
- možnost výškového nastavení nožiček
- v případě zájmu o jiný rozměr váhového stolu nás neváhejte kontaktovat



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 011 207 587	Váhový stůl s boční skříňkou vpravo, žulová antivibrační deska 400 x 400 mm, celkové rozměry stolu 1200 x 800 x 750 mm	4-6 týdnů	21 145 Kč
700 011 207 583	Váhový stůl s boční skříňkou vlevo, žulová antivibrační deska 400 x 400 mm, celkové rozměry stolu 1200 x 800 x 750 mm	4-6 týdnů	21 145 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.