

Váhy analytické Kern, série ABP

Výrobci a značky: KERN

Premiové analytické váhy Možnost úředního ověření

Série ABP nabízí tři modely analytických vah s váživostí 120, 220 nebo 320 g a rozlišením 0,0001 g. Strukturované menu, automatická kalibrace, rychlý čas stabilizace a propracovaný analytický kryt zrychlují a zefektivňují práci. Tato série je vhodná i pro nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení.



Základní charakteristika analytických vah Kern série ABP:

- OLED displej s vysokým kontrastem, velkým pozorovacím úhlem a výškou číslic 12 mm, intuitivní ovládání
- individuální nastavení váhy až pro 10 uživatelů (chráněné heslem), režim přihlášení jako host, nastavitelná filtrace rušivých vlivů
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- pohodlné navažování podle receptur (jednotlivé přísady receptury se automaticky číslovají a tisknou s číslem, názvem a hmotnostní hodnotou)
- vnitřní paměť pro 5 receptur (každá s až 10 ingrediencemi)
- čas stabilizace: 2 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách >1 °C nebo každé 4 hodiny
- indikace minimální navážky, GLP/GMP protokol s reálným časem
- rozhraní RS232, USB host, USB device (možnost připojení tiskárny, čtečky čárových kódů, numerické klávesnice apod.)
- nerezová vážná deska o Ø 91 mm, ochranný analytický kryt se třemi skleněnými posuvnými dvířky, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- celkové rozměry (š x h x v): 220 x 370 x 350 mm (vážní prostor 166 x 156 x 220 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, vnitřní ochranný skleněný kryt, tiskárna, stolní ionizátor, sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt ovládacího panelu, ochranný návlek proti prachu, čtečka čárových kódů, adaptér pro rozhraní ethernet – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, ochranný kryt ovládacího panelu a háček pro závěsné vážení

i Série ABP nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Standardně:	Volitelně za příplatek:

Analytické váhy Kern série ABP

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 912 710 044	ABP 100-4M	Ø 91	0,0001	0,001	120	2-3 týdny	47 930 Kč
467 912 720 044	ABP 200-4M	Ø 91	0,0001	0,001	220	2-3 týdny	58 820 Kč
467 912 730 044	ABP 300-4M	Ø 91	0,0001	0,001	320	2-3 týdny	65 360 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ABP (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 201	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ABP	2-3 týdny	4 412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.





Mohlo by se hodit:



Váhové stoly

- nosná konstrukce z ocelových profilů
- deska z laminované dřevotřísky o tloušťce 38 mm
- provedení s jednou nebo dvěma žulovými antivibračními deskami
- možnost výškového nastavení nožiček
- varianta s boční skříňkou

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABP-100-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABP-200-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABP-300-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf