

Váhy analytické Kern, série ABT

Výrobci a značky: KERN

Přesné a opakovatelné výsledky vážení Možnost úředního ověření

Analytické váhy série ABT poskytují díky své konstrukci stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K jejich výhodám patří automatická vnitřní kalibrace, rychlý čas stabilizace, jednoduché navažování podle receptur a automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu. V nabídce jsou tři modely s váživostí 120, 220 nebo 320 g a rozlišením 0,0001 g.



Základní charakteristika analytických vah Kern série ABT:

- dobře čitelný LCD displej s výškou číslic 14 mm, jednoduché ovládání pomocí 6 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, závěsné vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- pohodlné navažování podle receptur (jednotlivé přísady receptury se automaticky číslují a tisknou s číslem, názvem a hmotnostní hodnotou)
- nastavitelná filtrace rušivých vlivů
- volitelné jednotky vážení: g, ct (možnost úředního ověření v gramech nebo karátech)
- čas stabilizace: 4 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách $\geq 0,5$ °C nebo každé 4 hodiny
- rozhraní RS232 pro připojení PC nebo tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu po ustálení váhy
- nerezová váhová deska o $\varnothing$ 80 mm, ochranný analytický kryt se třemi skleněnými posuvnými dvířky, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- celkové rozměry (š x h x v): 217 x 356 x 338 mm (váhový prostor 168 x 172 x 223 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, tiskárna, [stolní ionizátor](#), sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt ovládacího panelu, adaptér RS232/Ethernet, adaptér RS232/USB – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a ochranný kryt ovládacího panelu

i Série ABT nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Standardně:	Volitelně za příplatek:
CAL INT RS 232 GLP INTERN PCS RECIPE PERCENT UNIT UNDER MULTI SC TECH	DAKKS +7 DAYS M +7 DAYS

Analytické váhy Kern série ABT

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 912 212 054	ABT 120-4NM	Ø 80	0,0001	0,001	120	2-3 týdny	41 395 Kč
467 912 222 054	ABT 220-4NM	Ø 80	0,0001	0,001	220	2-3 týdny	50 110 Kč
467 912 232 054	ABT 320-4NM	Ø 80	0,0001	0,001	320	2-3 týdny	56 645 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ABT (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 201 3	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ABT	2-3 týdny	4 412 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABT-120-4NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABT-220-4NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ABT-320-4NM-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf