

## Váhy analytické Kern, série ACJ

Výrobci a značky: KERN

### Bestseller mezi analytickými váhami Možnost úředního ověření

Série ACJ nabízí čtyři modely spolehlivých analytických vah s váživostí od 82 do 320 g. Rychlé zobrazení výsledků vážení, jednoduché ovládání, šest pracovních režimů a automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu z nich dělají skvělého pomocníka do každé laboratoře.



### Základní charakteristika analytických vah Kern série ACJ:

- dobře čitelný LCD displej s výškou číslic 14 mm, jednoduché ovládání pomocí 6 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 3 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách  $\geq 2$  °C nebo každé 4 hodiny
- rozhraní RS232 a USB device pro připojení PC nebo tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu po ustálení váhy
- nerezová vážní deska o Ø 91 mm, ochranný analytický kryt se třemi skleněnými posuvnými dvířky, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- celkové rozměry (š x h x v): 213 x 333 x 338 mm (vážní prostor 174 x 162 x 227 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky), funkce automatického vypnutí (lze nastavit v intervalu 0 – 99 min)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, tiskárna, [stolní ionizátor](#), sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt ovládacího panelu, ochranný návlek proti prachu, adaptér RS232/Ethernet – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a ochranný kryt ovládacího panelu

**i** Série ACJ nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

| Standardně: | Volitelně za příplatek: |
|-------------|-------------------------|
|             |                         |

### Analytické váhy Kern série ACJ

| Obj. číslo      | Typ       | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 911 318 044 | ACJ 80-4M | Ø 91             | 0,0001             | 0,001                | 82           | 2-3 týdny  | 29 850 Kč |

| Obj. číslo      | Typ        | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|
| 467 913 110 044 | ACJ 100-4M | Ø 91             | 0,0001             | 0,001                | 120          | 2-3 týdny  | 31 155 Kč |
| 467 913 120 044 | ACJ 200-4M | Ø 91             | 0,0001             | 0,001                | 220          | 2-3 týdny  | 33 335 Kč |
| 467 913 130 044 | ACJ 300-4M | Ø 91             | 0,0001             | 0,001                | 320          | 4-6 týdnů  | 37 690 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ACJ (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

| Obj. číslo        | Popis                                                       | Dostupnost | Cena / ks |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 467 950 965 201 2 | Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ACJ | 2-3 týdny  | 4 412 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-80-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-100-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-200-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-300-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf