

## Váhy analytické Kern, série ACJ

Výrobci a značky: KERN

### Bestseller mezi analytickými váhami Možnost úředního ověření

Série ACJ nabízí čtyři modely spolehlivých analytických vah s váživostí od 82 do 320 g. Rychlé zobrazení výsledků vážení, jednoduché ovládání, šest pracovních režimů a automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu z nich dělají skvělého pomocníka do každé laboratoře.



### Základní charakteristika analytických vah Kern série ACJ:

- dobře čitelný LCD displej s výškou číslic 14 mm, jednoduché ovládání pomocí 6 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 3 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách  $\geq 2$  °C nebo každé 4 hodiny
- rozhraní RS232 a USB device pro připojení PC nebo tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu po ustálení váhy
- nerezová vážní deska o  $\varnothing$  91 mm, ochranný analytický kryt se třemi skleněnými posuvnými dvířky, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- celkové rozměry (š x h x v): 213 x 333 x 338 mm (vážní prostor 174 x 162 x 227 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky), funkce automatického vypnutí (lze nastavit v intervalu 0 - 99 min)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, tiskárna, [stolní ionizátor](#), sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt ovládacího panelu, ochranný návlak proti prachu, adaptér RS232/Ethernet - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a ochranný kryt ovládacího panelu

**i** Série ACJ nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednává se samostatně.

Standardně:	Volitelně za příplatek:
CAL INT            RS 232            USB            GLP PRINTER            PCS            RECIPE            PERCENT            UNIT            TOL            MULTI            SC TECH	DAKKS +7 DAYS            M +7 DAYS

### Analytické váhy Kern série ACJ

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 911 318 044	ACJ 80-4M	Ø 91	0,0001	0,001	82	2-3 týdny	29 850 Kč
467 913 110 044	ACJ 100-4M	Ø 91	0,0001	0,001	120	2-3 týdny	31 155 Kč
467 913 120 044	ACJ 200-4M	Ø 91	0,0001	0,001	220	2-3 týdny	33 335 Kč
467 913 130 044	ACJ 300-4M	Ø 91	0,0001	0,001	320	4-6 týdnů	37 690 Kč





*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ACJ (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 201 2	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série ACJ	2-3 týdny	4 412 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-80-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-100-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-200-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ACJ-300-4M-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf