

Váhy analytické Kern, série ADJ

Výrobci a značky: KERN

Skvělý poměr cena/výkon

Analytické váhy série ADJ nabízí jednoduché ovládání, automatickou interní kalibraci, čtyři pracovní režimy, ochranný skleněný kryt s posuvnými dvířky a skvělý poměr cena/výkon. Váhy jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří.



Základní charakteristika analytických vah Kern série ADJ:

- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 16 mm, jednoduché ovládání pomocí 6 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 4 s
- automatická interní kalibrace při teplotních změnách ≥ 2 °C nebo každé 3 hodiny
- rozhraní RS232 pro připojení tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- nerezová váhová deska o $\varnothing$ 90 mm, ochranný analytický kryt se třemi skleněnými posuvnými dvířky, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- celkové rozměry (š x h x v): 230 x 310 x 330 mm (váhový prostor 170 x 160 x 205 mm)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, tiskárna, [stolní ionizátor](#), sada pro stanovení hustoty, adaptér RS232/Ethernet – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér

Standardně:	Volitelně za příplatek:

Obj. číslo	Typ	Váhová deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 911 411 004	ADJ 100-4	$\varnothing$ 90	0,0001	120	2-3 týdny	19 825 Kč
467 911 412 004	ADJ 200-4	$\varnothing$ 90	0,0001	220	2-3 týdny	21 570 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

- Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ADJ-100-4-EN.pdf
- Data-Sheet-Kern-Analytical-Balance-ADJ-200-4-EN.pdf

