

Váhy analytické Ohaus Pioneer PX

Narozeninová akce

Sleva 20 %

Výrobci a značky: Ohaus

Sleva platí do 29. 5. 2026

Analytické váhy série Pioneer PX nabízí jednoduché ovládání, dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem, šest pracovních režimů, ochranný skleněný kryt s posuvnými dvířky a skvělý poměr cena/výkon. Váhy jsou vhodné pro každodenní použití v laboratořích.



Základní charakteristika analytických vah Pioneer PX:



- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, formulace (navažování podle receptur), stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 3 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka⁽¹⁾, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s antistatickou lištou⁽¹⁾
- rozhraní: RS232, USB Host
- rozměry včetně ochranného krytu (š x v x h): 209 x 309 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: 12V DC adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (kalibrační závaží, [ionizátor](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel ...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

| Obj. číslo | Model | Vážní deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Modely s externí kalibrací: | | | | | | | |
| 396 430 429 810 | PX124/E | průměr 90 | 0,0001 | - | 120 | 1-2 týdny | 34 560 Kč 27 648 Kč |
| 396 430 429 811 | PX224/E | průměr 90 | 0,0001 | - | 220 | 1-2 týdny | 37 560 Kč 30 048 Kč |
| Modely s interní kalibrací: | | | | | | | |

| Obj. číslo | Model | Váží deska [mm] | Skutečný dílek [g] | Ověřitelný dílek [g] | Váživost [g] | Dostupnost | Cena / ks |
|---|--------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 396 430 429 803 | PX124 | průměr 90 | 0,0001 | - | 120 | 1-2 týdny | 39 600 Kč 31 680 Kč |
| 396 430 429 804 | PX224 | průměr 90 | 0,0001 | - | 220 | 1-2 týdny | 42 360 Kč 33 888 Kč |
| Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce: | | | | | | | |
| 396 430 430 010 | PX124M | průměr 90 | 0,0001 | 0,001 | 120 | 1-2 týdny | 45 240 Kč 36 192 Kč |
| 396 430 430 013 | PX224M | průměr 90 | 0,0001 | 0,001 | 220 | 1-2 týdny | 47 880 Kč 38 304 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Analytical-and-Precision-Balances-series-PX-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

-  Váhy analytické a přesné Ohaus Pioneer PX-EN