

ANALYTICKÉ OHAUS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Analytické Ohaus

Váhy analytické Ohaus série PR

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Analytické váhy série PR jsou ekonomické přístroje se skvělým poměrem cena/výkon. Díky své odolné konstrukci jsou vhodné pro každodenní použití ve všech typech laboratoří, v průmyslu i ve školách.

Základní charakteristika analytických vah série PR:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- snadná obsluha díky přehlednému uživatelskému rozhraní a dobře čitelnému podsvícenému displeji
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- čas stabilizace: 3 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka ⁽ⁱ⁾
- odnímatelná nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky, dvě výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: RS232
- rozměry (š x v x h): 201 x 303 x 317 mm (zavřená dvířka)
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (kalibrační závaží, [ionizátor](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, RS232 9pinový kabel ...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení



Obj. číslo	Model	Vážná deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 430 068	PR124/E	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	25 080 Kč
396 430 430 070	PR224/E	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	27 000 Kč
Modely s interní kalibrací:							
396 430 430 067	PR124	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	29 280 Kč
396 430 430 069	PR224	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	31 320 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 524 384	PR124M	průměr 90	0,0001	0,001	120	1-2 týdny	33 360 Kč
467 523 524 385	PR224M	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	35 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-series-PR-EN.pdf

Váhy analytické Ohaus Pioneer PX

Náš TIP

Výrobci a značky: Ohaus

Analytické váhy série Pioneer PX nabízí jednoduché ovládání, dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem, pět pracovních režimů, ochranný skleněný kryt s posuvnými dvířky a skvělý poměr cena/výkon. Váhy jsou vhodné pro každodenní použití v laboratořích.

Základní charakteristika analytických vah série Pioneer PX:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 3 s
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka ⁽¹⁾, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s antistatickou lištou ⁽¹⁾
- rozhraní: RS232, USB Host
- rozměry včetně ochranného krytu (š x v x h): 209 x 309 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství (kalibrační závaží, [ionizátor](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel ...) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 429 810	PX124/E	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	34 560 Kč
396 430 429 811	PX224/E	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	37 560 Kč
Modely s interní kalibrací:							
396 430 429 803	PX124	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	39 600 Kč
396 430 429 804	PX224	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	42 360 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 430 010	PX124M	průměr 90	0,0001	0,001	120	1-2 týdny	45 240 Kč
396 430 430 013	PX224M	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	47 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-series-PX-EN.pdf

Video k produktu

 Váhy analytické a přesné Ohaus Pioneer PX-EN

Váhy analytické Ohaus Pioneer PX Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Pioneer PX Semi-Micro poskytuje spolehlivé výsledky pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost. K výhodám této řady patří především skvělý poměr cena/výkon, stabilní a odolná konstrukce, přehledný dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem a pět základních pracovních režimů. Tato ekonomická řada je určena pro každodenní práci ve všech typech laboratoří, včetně školních a průmyslových. V nabídce jsou i modely s duálním režimem ⁽ⁱ⁾.



Základní charakteristika analytických vah série Pioneer PX Semi-Micro:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání, možnost výběru ze čtyř jazyků
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 10 s
- interní kalibrace
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka ⁽ⁱ⁾, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážení deska Ø 80 mm, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt se skleněnými dvířky a antistatickou lištou ⁽ⁱ⁾

- rozhraní: RS232, USB Host
- rozměry včetně ochranného krytu (š x v x h): 209 x 309 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- široká nabídka příslušenství ([tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, RS232 9pinový kabel ...) – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení

Obj. číslo	Model	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:						
396 430 478 196	PX125D	0,00001/0,0001	-	52/120	1-2 týdny	77 880 Kč
396 430 485 340	PX85	0,00001	-	82	1-2 týdny	80 160 Kč
396 430 478 197	PX225D	0,00001/0,0001	-	82/220	1-2 týdny	83 400 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:						
396 430 480 168	PX125DM	0,00001/0,0001	0,001	52/120	1-2 týdny	83 640 Kč
396 430 485 341	PX85M	0,00001	0,001	82	1-2 týdny	86 040 Kč
396 430 480 169	PX225DM	0,00001/0,0001	0,001	82/220	1-2 týdny	89 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-series-PX-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Váhy analytické Ohaus Adventurer AX

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Adventurer AX poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K hlavním výhodám této série patří barevný dotykový displej, kompletní menu v češtině, víceúrovňová správa uživatelů, GLP/GMP protokol, USB rozhraní pro snadný přenos dat a inovativní analytický ochranný kryt s minimálními nároky na prostor.

Základní charakteristika analytických vah série Adventurer AX:

- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej, mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- 3úrovňová správa uživatelů s možností administrátorských práv (viz [video](#)), nastavení chráněná heslem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání, formulace, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: ≤3 s
- modely s automatickou interní kalibrací AutoCal nebo s externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)



- indikace minimální navážky, GLP/GMP protokol s reálným časem
- nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s dvoudílnými posuvnými bočními i horními dvířky, podsvícená libela, integrovaná bezpečnostní smyčka, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: USB device na přední straně vah pro snadný přenos dat na flash disk, USB host a RS232 na zadní straně vah pro připojení k PC nebo tiskárně
- rozměry (š x v x h): 230 x 340 x 354 (se zavřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [kalibrační závaží](#), [ionizátor ION-100A](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, různé typy kabelů, bezpečnostní zámek – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s externí kalibrací:							
396 430 122 657	AX124/E	Ø 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	51 000 Kč
396 430 122 612	AX224/E	Ø 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	53 760 Kč
Modely s interní kalibrací:							
396 430 122 610	AX124	Ø 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	57 960 Kč
396 430 122 611	AX224	Ø 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	60 360 Kč
396 430 122 613	AX324	Ø 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	62 280 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 430 100 620	AX124M	Ø 90	0,0001	0,001	120	1-2 týdny	63 360 Kč
396 430 100 621	AX224M	Ø 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	66 120 Kč
396 430 100 622	AX324M	Ø 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	67 920 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Analytical-and-Precision-Balances-Adventurer-AX-EN.pdf

Video k produktu

-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Správa uživatelů
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Batch Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Label Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Sada pro stanovení hustoty

Váhy analytické Ohaus Adventurer AX Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

Intuitivní váhy pro rutinní vážení Víceúrovňová správa uživatelů, GLP/GMP protokol

Série analytických vah Ohaus Adventurer AX Semi-Micro díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje práci a poskytuje spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této série patří dotykový displej, přehledné menu v češtině, USB rozhraní pro snadný přenos dat, ergonomický design a odolná konstrukce. V nabídce jsou i duální modely umožňující vážení ve dvou rozsazích.

Základní charakteristika analytických vah série Adventurer AX Semi-Micro:

- intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- 4.3" barevný dotykový VGA displej, mechanická tlačítka pro rutinní operace (tárování, nulování, tisk, kalibrace), funkce Hold Display
- 3úrovňová správa uživatelů s možností administrátorských práv (viz [video](#)), nastavení chráněná heslem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, sčítání/statistika, recepturní vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- indikace minimální navážky (možnost nastavení, min. 20 mg), GLP/GMP protokol s reálným časem
- čas stabilizace: 8 s
- automatická interní kalibrace AutoCal
- nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s dvoudílnými posuvnými bočními i horními dvířky, podsvícená libela, integrovaná bezpečnostní smyčka, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní: USB device na přední straně vah pro snadný přenos dat na flash disk, USB host a RS232 na zadní straně vah pro připojení k PC nebo tiskárně
- rozměry (š x v x h): 230 x 340 x 354 (se zavřenými dvířky) mm
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): sady pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, bezpečnostní zámek, ionizátor ION-100A, tiskárna SF40A, bezdrátová tiskárna SF40A/BT



Tato série nabízí i modely s duálním režimem, které umožňují vážení ve dvou rozsazích a nahradí tak dvě samostatné váhy. První část vážicího rozsahu má jemnější dělení. Jedná se o modely označené písmenem D.

Modely s interní kalibrací

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 852 308	AX85	Ø 80	82	0,01	1-2 týdny	113 640 Kč
Modely s duálním režimem:						
396 430 852 307	AX125D	Ø 80	82/120	0,01/0,1	1-2 týdny	123 840 Kč
396 430 852 309	AX225D	Ø 80	102/220	0,01/0,1	1-2 týdny	131 640 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Ověřitelný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 852 311	AX85M	Ø 80	82	0,01	1	1-2 týdny	120 240 Kč
Modely s duálním režimem:							
396 430 852 310	AX125DM	Ø 80	82/120	0,01/0,1	1	1-2 týdny	131 400 Kč
396 430 852 312	AX225DM	Ø 80	102/220	0,01/0,1	1	1-2 týdny	139 320 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Sada pro stanovení hustoty, ochranný kryt proti prachu, bezpečnostní zámek

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 528 334 024 2	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 192 Kč
467 528 253 384 2	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	17 640 Kč
396 430 093 334 1	Ochranný kryt proti prachu	1-2 týdny	1 061 Kč
467 528 850 043 2	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 472 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné příslušenství:

Ionizátor ION-100A	Tiskárna SF40A	Bezdrátová tiskárna SF40A/BT
		

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Balances-EN.pdf

Video k produktu

-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Správa uživatelů
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Batch Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Label Printing
-  Laboratorní váhy Ohaus Adventurer AX: Sada pro stanovení hustoty

Váhy analytické Ohaus Explorer

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Explorer patří k technicky nejvyspělejším vahám na trhu. Díky svým funkcím výrazně zjednodušuje a urychluje i ty nejnáročnější aplikace a poskytuje stabilní a spolehlivé výsledky vážení. K výhodám této řady patří především dotykový displej s velkou uhlopříčkou, virtuální klávesnicí a grafem kapacity, programovatelné bezdotykové senzory, rychlý čas stabilizace, kompletní menu v češtině a precizně propracovaný ochranný analytický kryt.



Základní charakteristika analytických vah série Explorer:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), **kompletní menu v češtině** (možnost výběru z více jazyků)
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením⁽ⁱ⁾, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah⁽ⁱ⁾
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)⁽ⁱ⁾
- pracovní režimy⁽ⁱ⁾: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, náklady formule, statistická kontrola kvality (SQC), závěsné vážení⁽ⁱ⁾
- čas stabilizace: $\leq 2 - 3$ s⁽ⁱ⁾
- automatická interní kalibrace (AutoCal)⁽ⁱ⁾
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, indikace minimální navážky s vizuální signalizací, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- nerezová váhová deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením⁽ⁱ⁾, funkce automatických dvířek u modelů s označením AD, výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (třetí komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství ([ionizátor](#), sada pro upevnění displeje na zeď, prodlužovací kabel displeje, [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Váhová deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:							
396 483 021 331	EX124	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	92 400 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 061 976	EX124/AD	průměr 90	0,0001	-	120	1-2 týdny	119 400 Kč
396 483 021 332	EX224	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	102 720 Kč
396 430 061 977	EX224/AD	průměr 90	0,0001	-	220	1-2 týdny	129 360 Kč
396 483 021 335	EX324	průměr 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	118 440 Kč
396 430 061 978	EX324/AD	průměr 90	0,0001	-	320	1-2 týdny	145 080 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:							
396 483 021 333	EX224M	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	109 440 Kč
396 430 061 995	EX224M/AD	průměr 90	0,0001	0,001	220	1-2 týdny	136 200 Kč
396 483 021 336	EX324M	průměr 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	125 160 Kč
396 430 061 996	EX324M/AD	průměr 90	0,0001	0,001	320	1-2 týdny	152 040 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Katalogový-list-Ohaus-Explorer-CZ.pdf
-  Data-Sheet-Ohaus-Explorer-EN.pdf

Váhy analytické Ohaus Explorer Semi-Micro

Výrobci a značky: Ohaus

Série analytických vah Ohaus Explorer Semi-Micro poskytuje spolehlivé výsledky pro aplikace, které vyžadují extrémní přesnost. K výhodám této řady patří především intuitivní ovládání, odnímatelný dotykový displej s velkou uhlopříčkou a virtuální klávesnicí, rychlý čas stabilizace, precizně propracovaný ochranný analytický kryt, možnost přímého exportu dat do Excelu nebo přímého uložení dat na flashdisk. V nabídce jsou i modely s automatickým otevíráním dveří a ionizátorem a modely umožňující vážení ve dvou rozsazích⁽ⁱ⁾.



Základní charakteristika analytických vah série Explorer Semi-Micro:

- přehledné uživatelské rozhraní, intuitivní ovládání (jednoduchá navigace pomocí ikon), možnost výběru z více jazyků
- barevný dotykový VGA displej s vysokým rozlišením⁽ⁱ⁾, uhlopříčkou 14,5 cm, virtuální klávesnicí, včetně numerické a grafem kapacity; displej je oddělitelný od základny vah⁽ⁱ⁾
- čtyři programovatelné multifunkční bezdotykové senzory pro čisté, rychlé a bezpečné ovládání vah (minimalizace kontaminace)⁽ⁱ⁾
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, plnění, sčítání, formulace, diferenční vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně), funkce "Peak hold", justáž pipety, statistická kontrola kvality (SQC), závažné vážení⁽ⁱ⁾

- čas stabilizace: modely 0,1 mg: ≤2 s, modely 0,01 mg: ≤8 s (zvuková signalizace)
- automatická interní kalibrace (AutoCal)⁽ⁱ⁾
- uživatelské menu s možností administrátorských práv, produktová knihovna pro uložení a načítání uživatelských nastavení jednotlivých aplikací, snímač High Speed Single Module⁽ⁱ⁾, indikace minimální navážky s vizuální signalizací⁽ⁱ⁾, GLP/GMP protokol s reálným časem⁽ⁱ⁾, funkce Data Transfer⁽ⁱ⁾, funkce přímého uložení dat na flashdisk
- asistent nastavení vah do vodorovné polohy s osvětlenou libelou, indikátor stability, indikátor nevhodného zatížení, uzamykatelné menu, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, integrovaná bezpečnostní smyčka, volitelné komunikační a tiskové nastavení, standby režim
- nerezová vážní deska Ø 80 mm, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s vnitřním osvětlením⁽ⁱ⁾, automatické otevírání bočních dvířek a ionizátor u modelů s označením AD, výškově nastavitelné nožičky
- 2x rozhraní USB⁽ⁱ⁾ a RS232 (další komunikační port - Ethernet nebo druhé RS232 - je volitelným vybavením za příplatek)
- externí vstup pro připojení pedálového spínače (nulování, tárování, tisk) - příslušenství za příplatek
- napájení: adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení
- široká nabídka příslušenství ([ionizátor](#), sada pro upevnění displeje na zeď, prodlužovací kabel displeje, [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), rozhraní Ethernet nebo druhé RS232, externí displej, sada pro stanovení hustoty, USB kabel, bezpečnostní zámek, RS232 9pinový kabel, pedálový spínač, ochranný kryt displeje) - v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu

Obj. číslo	Model	Váživost [g]	Skutečný dílek [mg]	Ověřitelný dílek [mg]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací:						
396 430 218 998	EX125D	52 / 120	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	151 800 Kč
396 430 218 999	EX125	120	0,01	-	1-2 týdny	157 080 Kč
396 430 219 000	EX225D	120 / 220	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	164 640 Kč
396 430 219 001	EX225D/AD	120 / 220	0,01 / 0,1	-	1-2 týdny	222 240 Kč
396 430 219 002	EX225/AD	220	0,01	-	1-2 týdny	354 480 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:						
396 430 139 515	EX125DM	52 / 120	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	163 200 Kč
396 430 139 516	EX125M	120	0,01	1 mg	1-2 týdny	168 600 Kč
396 430 139 517	EX225DM	120 / 220	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	176 160 Kč
396 430 139 518	EX225DM/AD	120 / 220	0,01 / 0,1	1 mg	1-2 týdny	233 640 Kč
396 430 139 519	EX225M/AD	220	0,01	1 mg	1-2 týdny	365 760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Explorer-Semi-Micro-EN.pdf](#)