

Váhy analytické XS BL 224

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Analytické váhy BL 224 nabízejí skvělý poměr cena/výkon, intuitivní ovládání, 9 pracovních režimů a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení ve všech typech laboratoří. Váhy umožňují interní i externí kalibraci a jsou vybaveny ochranným skleněným krytem proti proudění vzduchu.

Základní charakteristika:



- **vysoká přesnost:**
 - váživost až 220 g s rozlišením 0,0001 g
 - filtr stability – nastavitelná filtrace rušivých vlivů okolního prostředí
- **intuitivní ovládání:**
 - dobře čitelný podsvícený LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
 - zobrazení reálného času a data na displeji
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, formulace/sčítání, kalibrace pipet, statistika, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** 15 různých měrných jednotek
 - uživatelská jednotka: umožňuje vážení s využitím vlastní, uživatelem definované měrné jednotky
- **interní i externí kalibrace:**
 - interní pomocí integrovaného kalibračního závaží
 - externí pomocí externího certifikovaného závaží (není součástí dodávky)
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vázní deska o Ø 90 mm, výškově nastavitelné nožičky
 - ochranný skleněný kryt proti proudění vzduchu má boční a horní dvířka, což umožňuje pohodlné pipetování bez nutnosti sejmutí krytu
 - vnější rozměry (d x h x v) 342,5 x 212 x 341 mm
- **napájení:** síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Analytické váhy BL 224

Obj. číslo	Model	Vázní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Kalibrace	Dostupnost	Cena / ks
467 862 706 003	BL 224	Ø 90	0,0001	220	Interní i externí	3-4 týdny	28 420 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Sada pro stanovení hustoty a tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 893	Sada pro stanovení hustoty	Kontaktujte nás	
467 862 700 863 2	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-224-EN.pdf