

ANALYTICKÉ XS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Analytické XS

Všechny analytické váhy série BL nabízejí váživost 220 g, rozlišení 0,0001 g (0,1 mg) a rychlou stabilizaci do 3 s. Jednotlivé modely se liší komfortem ovládání, počtem pracovních režimů a způsobem kalibrace.

- **BL 224 Basic** – cenově nejdostupnější model s externí kalibrací, vhodný pro rutinní navažování.
- **BL 224** – standardní model s 9 pracovními režimy a interní kalibrací.
- **BL 224 TOUCH** – prémiový model s 5" barevným dotykovým displejem, integrovanou pamětí, 7 pracovními režimy a interní kalibrací.

Rychlé srovnání modelů			
Model	BL 224 Basic	BL 224	BL 224 TOUCH
Váživost	220 g		
Rozlišení	0,0001 g (0,1 mg)		
Kalibrace	externí	interní i externí	interní i externí
Kalibrační závaží	v ceně váhy (třída E2)	integrované	integrované
Typ displeje	LCD	LCD	5" barevný dotykový
Ovládání	7 tlačítek	7 tlačítek	dotykové (ikony)
Interní paměť	ne	ne	ano, až 500 záznamů
Pracovní režimy	3	9	7
Konektivita	RS232	RS232	RS232

Váhy analytické XS BL 224 Basic

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Analytické váhy BL 224 Basic představují spolehlivé a cenově dostupné řešení pro každodenní vážení v laboratořích, ve výzkumných pracovištích i školách. Nabízejí intuitivní ovládání, podsvícený displej, nerezovou vážní desku a skleněný ochranný kryt proti proudění vzduchu. Velkým **benefitem** tohoto ekonomického modelu je kalibrační závaží třídy E2, které je součástí dodávky.

Základní charakteristika:

- **vysoká přesnost:** váživost až 220 g s rozlišením 0,0001 g
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelný podsvícený LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** g, PCS, %
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží třídy E2 je součástí dodávky



- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vážní deska o Ø 90 mm, výškově nastavitelné nožičky
 - ochranný skleněný kryt proti proudění vzduchu má boční a horní dvířka, což umožňuje pohodlné pipetování bez nutnosti sejmutí krytu
 - vnější rozměry (d x h x v) 325 x 205 x 305 mm
- **napájení:** síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér a kalibrační závaží třídy E2

Analytické váhy BL 224 Basic

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Kalibrace	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 705 993	BL 224 Basic	Ø 90	0,0001	220	Externí	Včetně kalibračního závaží třídy E2	3-4 týdny	21 193 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 863 1	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-224-Basic-EN.pdf

Váhy analytické XS BL 224

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Analytické váhy BL 224 nabízejí skvělý poměr cena/výkon, intuitivní ovládání, 9 pracovních režimů a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení ve všech typech laboratoří. Váhy umožňují interní i externí kalibraci a jsou vybaveny ochranným skleněným krytem proti proudění vzduchu.

Základní charakteristika:

- **vysoká přesnost:**
 - váživost až 220 g s rozlišením 0,0001 g
 - filtr stability – nastavitelná filtrace rušivých vlivů okolního prostředí
- **intuitivní ovládání:**
 - dobře čitelný podsvícený LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
 - zobrazení reálného času a data na displeji



- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, formulace/sčítání, kalibrace pipet, statistika, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** 15 různých měrných jednotek
 - uživatelská jednotka: umožňuje vážení s využitím vlastní, uživatelem definované měrné jednotky
- **interní i externí kalibrace:**
 - interní pomocí integrovaného kalibračního závaží
 - externí pomocí externího certifikovaného závaží (není součástí dodávky)
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vážná deska o Ø 90 mm, výškově nastavitelné nožičky
 - ochranný skleněný kryt proti proudění vzduchu má boční a horní dvířka, což umožňuje pohodlné pipetování bez nutnosti sejmutí krytu
 - vnější rozměry (d x h x v) 342,5 x 212 x 341 mm
- **napájení:** síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Analytické váhy BL 224

Obj. číslo	Model	Vážná deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Kalibrace	Dostupnost	Cena / ks
467 862 706 003	BL 224	Ø 90	0,0001	220	Interní i externí	3-4 týdny	28 420 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Sada pro stanovení hustoty a tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 893	Sada pro stanovení hustoty	Kontaktujte nás	
467 862 700 863 2	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-224-EN.pdf

Váhy analytické XS BL 224 TOUCH

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Analytické váhy BL 224 TOUCH nabízejí dotykový displej, interní paměť, 7 pracovních režimů a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení ve všech typech laboratoří. Váhy umožňují interní i externí kalibraci a jsou vybaveny ochranným skleněným krytem proti proudění vzduchu.



Základní charakteristika:

- **vysoká přesnost:**
 - váživost až 220 g s rozlišením 0,0001 g
 - filtr stability – nastavitelná filtrace rušivých vlivů okolního prostředí
- **intuitivní ovládání:**
 - 5" barevný dotykový displej s vysokým rozlišením a intuitivní struktura menu založená na ikonách
 - zobrazení reálného času a data na displeji
 - integrovaná paměť pro až 500 záznamů včetně data, času a ID vzorku
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, kontrolní vážení, závěsné vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- **rychlá odezva:** čas stabilizace ≤ 3 s
- **jednotky vážení:** 16 různých měrných jednotek
 - uživatelská jednotka: umožňuje vážení s využitím vlastní, uživatelem definované měrné jednotky
- **interní i externí kalibrace:**
 - interní pomocí integrovaného kalibračního závaží
 - externí pomocí externího certifikovaného závaží (není součástí dodávky)
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vážní deska o $\varnothing$ 90 mm, výškově nastavitelné nožičky
 - ochranný skleněný kryt proti proudění vzduchu má boční a horní dvířka, což umožňuje pohodlné pipetování bez nutnosti sejmutí krytu
 - vnější rozměry (d x h x v) 360 x 220 x 320 mm
- **napájení:** síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souboru ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér

Analytické váhy BL 224 TOUCH

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Kalibrace	Dostupnost	Cena / ks
467 862 706 033	BL 224 TOUCH	$\varnothing$ 90	0,0001	220	Interní i externí	3-4 týdny	31 973 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Sada pro stanovení hustoty a tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------	-----------

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 923	Sada pro stanovení hustoty	Kontaktujte nás	
467 862 700 863 3	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-XS-Balance-BL-224-TOUCH-EN.pdf