

Váhy balíkové Ohaus, série Courier 1000, přenosné

Výrobci a značky: Ohaus

Série Courier 1000 nabízí 3 typy přenosných vah, které jsou vybaveny transportní rukojetí. Díky režimu dynamického vážení umožňují i vážení malých zvířat. Své uplatnění najdou zejména v expedičních firmách, veterinárních ordinacích, ale také v průmyslu a v domácích kancelářích.



Základní charakteristika balíkových vah série Courier 1000:

- 3 typy s váživostí 9, 20 nebo 75 kg
- dobře čitelný 4místný LCD displej (výška číslic 20 mm)
- jednoduché ovládání pomocí 2 tlačítek
- pracovní režimy: vážení, dynamické vážení
- jednotky vážení: kilogram, libra
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: ≤ 3 s
- maximální přetížení vah: do 150 % kapacity
- funkce automatického vypnutí po 4 minutách nečinnosti (při napájení z baterií)
- ochrana proti přetížení, indikace vybití baterie, indikátor stability
- váhová deska a tělo vah z vyztuženého ABS plastu, **transportní rukojeť**
- rozměry: 316 x 316 x 60 mm (váhová deska 280 x 316 mm), hmotnost: 1,5 kg (bez adaptéru)
- napájení: 3x baterie LR14 (životnost cca 300 hodin; nejsou součástí dodávky) nebo AC adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): nerezová váhová deska

Obj. číslo	Typ	Váhová deska [mm]	Skutečný dílek [kg]	Váživost [kg]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 820 352	i-C12P9	280 x 316	0,005	9	1-2 týdny	2 976 Kč
396 430 820 353	i-C12P20	280 x 316	0,01	20	1-2 týdny	2 976 Kč
396 430 820 354	i-C12P75	280 x 316	0,05	75	1-2 týdny	2 976 Kč


Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Nerezová vážní deska

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
396 480 251 248	Nerezová vážní deska	1-2 týdny	1 056 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Ohaus-Shipping-Scales-Courier-1000-EN.pdf](#)