

Váhy přesné Kern, série PBS

Výrobci a značky: KERN

Multifunkční laboratorní váhy Externí kalibrace

Série PBS nabízí 3 modely přesných vah s externí kalibrací, sedmi pracovními režimy a odolnou robustní konstrukcí. K jejich výhodám patří jednoduché ovládání, rychlý čas stabilizace a automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu.



Základní charakteristika přesných vah Kern série PBS:

- 3 modely s váživostí 620, 4200 nebo 6200 g
- dobře čitelný podsvícený LCD displej s výškou číslic 14 mm, jednoduché ovládání pomocí 6 tlačítek
- indikátor kapacity (sloupkové zobrazení zbývajících vážících rozsahu na displeji)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, recepturní vážení, procentuální vážení, toleranční vážení, závěsné vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- funkce PRE-TARE (umožňuje uložení hmotnosti tárovací nádoby)
- externí kalibrace (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- čas stabilizace: 2,5 s
- rozhraní RS232 pro připojení PC nebo tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- automatický výstup dat na PC nebo tiskárnu po ustálení váhy
- nerezová vážní deska, ochranný kryt proti proudění vzduchu (pouze model s váživostí 620 g), výškově nastavitelné nožičky
- rozhraní RS232 pro přenos dat (na tiskárnu nebo PC)
- napájení: 12V napájecí adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, kalibrační závaží, sada pro stanovení hustoty, tiskárna, ochranný kryt, adaptér RS232/Ethernet, adaptér RS232/Bluetooth – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér, hák pro závěsné vážení a ochranný plastový kryt ovládacího panelu

Standardně:	Volitelně za příplatek:

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 917 162 034	PBS 620-3M	108 x 105	0,001	620	2-3 týdny	38 125 Kč
467 917 214 224	PBS 4200-2M	180 x 190	0,01	4200	2-3 týdny	33 550 Kč

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 917 216 224	PBS 6200-2M	180 x 190	0,01	6200	2-3 týdny	40 305 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PBS-620-3M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PBS-4200-2M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PBS-6200-2M-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf