

Váhy přesné Kern, série PDT

Novinka

Výrobci a značky: KERN

Série **PDT** nabízí vysoce přesné laboratorní váhy s **dotykovým displejem**, rychlou odezvou a **automatickou interní kalibrací**. Díky široké nabídce funkcí jsou ideální pro kontrolu kvality, výzkumná pracoviště i farmaceutické laboratoře. Váhy umožňují dokumentaci výsledků v souladu s požadavky GLP/ISO.



Základní charakteristika přesných vah Kern série PDT:

- 6 modelů, které se liší váživostí, rozlišením, rozměrem pracovní plochy a konstrukcí:
 - váživost 320, 620 nebo 1020 g, rozlišení 0,001 g, nerezová vážní deska Ø 115 mm, skleněný ochranný kryt proti proudění vzduchu
 - váživost 2200, 4200 nebo 6200 g, rozlišení 0,01 g, nerezová vážní deska 185 x 185 mm
- dotykový skleněný LCD displej s přehledným uživatelským rozhraním, zobrazení reálného času a datumu
- pracovní režimy: vážení, toleranční vážení s akustickým i vizuálním alarmem, počítání kusů, sčítání, procentuální vážení, statistika, totalizace, stanovení hustoty, závěsné vážení
- funkce Hold (výpočet průměrné hodnoty při vážení za nestabilních podmínek)
- GLP/ISO protokol včetně datumu, času a ID kalibrace nebo vzorku
- v souladu s U.S. FDA 21 Part 11 (zobrazení ID váhy, ID uživatele, reálného data a času apod.)
- funkce Windows Direct pro přenos dat přímo do OS Windows přes rozhraní USB bez ručního zadávání
- čas stabilizace: 2, 3 nebo 4 s (dle modelu)
- interní kalibrace pomocí integrovaného závaží
- komunikační protokol KCP pro vzdálené ovládání váhy prostřednictvím externích zařízení (PC, průmyslové řídicí systémy apod. vybavené protokolem Kern)
- rozhraní RS232 a USB device
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek (v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): kalibrační certifikát, termotiskárna, jehličková tiskárna, [stolní ionizátor](#), ochranný kryt proti prachu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 12V napájecí adaptér a háček pro závěsné vážení

Standardně:	Volitelně za příplatek:

Modely s rozlišením 0,001 g a skleněným ochranným krytem proti proudění vzduchu

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 957 423 003	PDT 300-3	Ø 115	0,001	320	2-3 týdny	30 500 Kč
467 957 426 003	PDT 600-3	Ø 115	0,001	620	2-3 týdny	42 265 Kč
467 974 210 003	PDT 1000-3	Ø 115	0,001	1020	2-3 týdny	50 110 Kč







Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modely s rozlišením 0,01 g

Obj. číslo	Typ	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 974 220 002	PDT 2000-2	185 x 185	0,01	2200	2-3 týdny	32 680 Kč
467 974 240 002	PDT 4000-2	185 x 185	0,01	4200	2-3 týdny	37 040 Kč
467 974 260 002	PDT 6000-2	185 x 185	0,01	6200	2-3 týdny	41 830 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-300-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-600-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-1000-3-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-2000-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-4000-2-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balance-PDT-6000-2-EN.pdf