

Váhy přesné Kern, série PNJ

Výrobci a značky: KERN

Váhy Kern série PNJ vynikají vysokou stabilitou a přesností vážení, k výhodám patří i vysoká mechanická odolnost a jednoduché ovládání. Všechny modely nabízejí možnost úředního ověření v gramech nebo karátech.

Základní charakteristika přesných vah Kern série PNJ:



- modely s váživostí 620, 3 200 nebo 12 000 g
- dobře čitelný podsvícený grafický LCD displej s výškou číslic 16,5 mm, jednoduché ovládání
- indikátor kapacity (sloupcové zobrazení zbývajících vážicích rozsahu na displeji)
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, toleranční vážení
- volitelné jednotky vážení: g, ct (možnost úředního ověření v gramech nebo karátech)
- čas stabilizace: 3 s
- automatická interní kalibrace
- rozhraní RS232 pro připojení tiskárny, tisk protokolů odpovídajících požadavkům GLP/ISO
- nerezová vážní deska o Ø 140 mm nebo 190 x 190 mm, výškově nastavitelné nožičky, indikátor rovnováhy (libela)
- model s váživostí 620 g má ochranný analytický kryt se třemi skleněnými dvířky
- napájení: napájecí adaptér (součást dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- volitelné příslušenství za příplatek: kalibrační certifikát, tiskárna, ochranný kryt ovládacího panelu, adaptér RS232/Bluetooth, adaptér RS232/Ethernet – v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je napájecí adaptér a ochranný plastový kryt ovládacího panelu

i Série PNJ nabízí váhy s možností úředního ověření. Aby se váhy mohly v budoucnu nechat kdykoli úředně ověřit, musí mít EC typovou zkoušku (prvotní ověření) od výrobce. Toto prvotní ověření je zpoplatněno a objednáva se samostatně.

Standardně:	Volitelně za příplatek:
        	 

Přesné váhy Kern série PNJ

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 957 516 034	PNJ 600-3M	Ø 140	0,001	0,01	620	2-3 týdny	20 700 Kč
467 957 513 024	PNJ 3000-2M	190x190	0,01	0,1	3200	2-3 týdny	19 390 Kč

Obj. číslo	Typ	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 957 511 214	PNJ 12000-1M	190x190	0,1	1	12000	2-3 týdny	18 955 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern série PNJ (nutné pro úřední ověření v budoucnu)

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 950 965 216 2	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern PNJ 600-3M nebo PNJ 3000-2M	2-3 týdny	2 500 Kč
467 950 965 217 1	Prvotní ověření (EC typová zkouška) pro váhy Kern PNJ 12000-1M	2-3 týdny	2 912 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PNJ-600-3M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PNJ-3000-2M-EN.pdf
-  Data-Sheet-Kern-Precision-balances-PNJ-12000-1M-EN.pdf
-  Data-Sheet-KERN-Pictograms-EN.pdf