

## Váhy přesné Ohaus Pioneer PX

Výrobci a značky: Ohaus

### Novinka: Modely s váživostí 12 000 g

Přesné váhy série Pioneer PX nabízí jednoduché ovládání, dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem, šest pracovních režimů a skvělý poměr cena/výkon. Váhy jsou vhodné pro každodenní použití v laboratořích.



### Základní charakteristika přesných vah série Pioneer PX:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený dvouřádkový LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, dynamické vážení, formulace (navažování podle receptur), stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 1 - 2 s (dle modelu)
- modely s interní nebo externí kalibrací (kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek)
- GLP/GMP protokol s reálným časem, nastavitelná filtrace rušivých vlivů, indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, integrovaná bezpečnostní smyčka<sup>(1)</sup>, volitelné komunikační a tiskové nastavení
- odnímatelná nerezová vážní deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s antistatickou lištou (pouze modely s váživostí 320 a 620 g)
- rozhraní: RS232, USB Host
- napájení: 12V DC adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): [kalibrační závaží](#), [ionizátor](#), [tiskárna](#), [bezdrátová tiskárna](#), externí displej, sada pro stanovení hustoty, různé typy kabelů - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s externí kalibrací:</b>							
396 430 429 812	PX323/E	Ø 120	0,001	-	320	Skladem, do 1 týdne	23 760 Kč
396 430 619 382	PX623/E	Ø 120	0,001	-	620	1-2 týdny	27 240 Kč
396 430 429 814	PX3202/E	Ø 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	24 000 Kč
396 430 619 384	PX6202/E	Ø 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	30 360 Kč
396 430 429 816	PX4201/E	Ø 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	22 680 Kč
396 430 868 073	PX12001/E	248 x 193	0,1		12000	1-2 týdny	24 960 Kč
<b>Modely s interní kalibrací:</b>							
396 430 429 805	PX323	Ø 120	0,001	-	320	1-2 týdny	29 640 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
396 430 619 383	PX623	Ø 120	0,001	-	620	1-2 týdny	33 240 Kč
396 430 429 807	PX3202	Ø 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	29 640 Kč
396 430 619 385	PX6202	Ø 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	32 760 Kč
396 430 429 809	PX4201	Ø 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	28 800 Kč
396 430 868 072	PX12001	248 x 193	0,1	-	12000	1-2 týdny	31 680 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce:</b>							
396 430 430 015	PX323M	Ø 120	0,001	0,01	320	1-2 týdny	34 080 Kč
396 430 619 386	PX623M	Ø 120	0,001	0,01	620	1-2 týdny	37 920 Kč
396 430 430 021	PX3202M	Ø 180	0,01	0,1	3200	1-2 týdny	34 920 Kč
396 430 714 491	PX6202M	Ø 180	0,01	0,1	6200	1-2 týdny	38 040 Kč
396 430 430 024	PX4201M	Ø 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	33 240 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Výprodej

Obj. číslo	Typ	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / ks
OUT 396 430 429 812	PX323/E	Váhy přesné Ohaus Pioneer PX, Model: PX323/E, Váží deska [mm]: Ø 120, Skutečný dílek [g]: 0,001, Váživost [g]: 320	Nové	1 ks	<del>23 760 Kč</del> <b>19 008 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Semi-Micro-Analytical-and-Precision-Balances-series-PX-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

## Video k produktu

-  Váhy analytické a přesné Ohaus Pioneer PX-EN