

PŘESNÉ XS

VERKON > Přístroje pro měření a analýzu > Váhy > Přesné XS

Přesné (technické) váhy série BL nabízejí spolehlivé řešení pro každodenní navažování a počítání kusů v laboratořích, skladech i školách. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou plně mobilní a lze je využít i v terénu. Jednotlivé modely se liší velikostí váhové desky, váživostí, rozlišením a výbavou.

- **Modely řady BL Basic:** Ekonomické řešení pro rutinní vážení a počítání kusů. Jednoduché ovládání pomocí 4 tlačítek a základní výběr jednotek.
- **Modely řady BL:** Skvělý poměr cena/výkon. Kromě vážení a počítání kusů nabízejí i procentuální vážení. Pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek, rozhraní RS232. Součástí dodávky je i kalibrační závaží třídy M1.

Rychlé srovnání modelů

Model	BL 2002 Basic	BL 6001 Basic	BL 303	BL 602	BL 2002	BL 3001	BL 6001
Váživost	2000 g	6000 g	300 g	600 g	2000 g	3000 g	6000 g
Rozlišení	0,01 g	0,1 g	0,001 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Vážní deska	160 x 120 mm	192 x 143 mm	Ø 118 mm		188 x 148 mm		
Ochranný kryt	ne		ano		ne		
Kalibrace	externí						
Kalibrační závaží	za příplatek		v ceně, třída M1				
Ovládání	4 tlačítka		7 tlačítek				
Pracovní režimy	2		3				
Konektivita	ne		RS232				

Váhy přesné XS série BL Basic

Novinka

Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Váhy BL Basic představují spolehlivé a cenově dostupné řešení pro každodenní vážení v laboratořích, skladech i školách. Nabízejí jednoduché ovládání, podsvícený displej a nerezovou váhovou desku. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní a lze je použít i v terénu.

Základní charakteristika:

- **dva modely**, které se liší váživostí, rozlišením a rozměrem váhové desky:
 - **BL 2002 Basic** - váživost do 2000 g, rozlišení 0,01 g, váhová deska 160 x 120 mm
 - **BL 6001 Basic** - váživost do 6000 g, rozlišení 0,1 g, váhová deska 192 x 143 mm
- **intuitivní ovládání:** dobře čitelný podsvícený LCD displej, 4 tlačítka pro jednoduché ovládání
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů



- **jednotky vážení:** g, oz, ct, lb, PCS
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží je k dispozici jako volitelné příslušenství za příplatek
- **konstrukce:** nerezová vážní deska, výškově nastavitelné nožičky
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér a ochranný kryt proti prachu

Přesné váhy BL Basic

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 303	BL 2002 Basic	160 x 120	0,01	2000	3-4 týdny	3 749 Kč
467 862 700 293	BL 6001 Basic	192 x 143	0,1	6000	3-4 týdny	2 940 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Kalibrační závaží

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 823	Kalibrační závaží třídy M1 o hmotnosti 1000 g	3-4 týdny	760 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-2002-Basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-6001-Basic-EN.pdf

Váhy přesné XS série BL

Novinka Výrobci a značky: Giorgio Bormac

Přesné váhy série BL nabízejí skvělý poměr cena/výkon, intuitivní ovládání a řadu funkcí pro každodenní spolehlivé vážení v laboratořích, průmyslu i školách. Díky integrované dobíjecí AGM baterii jsou váhy plně mobilní a lze je použít i v terénu. Velkým **benefitem** této řady je kalibrační závaží, které je součástí dodávky.

Základní charakteristika:

- **pět modelů**, které se liší konstrukcí, váživostí, rozlišením a rozměrem vážní desky:
 - **BL 303** – váživost do 300 g, rozlišení 0,001 g, vážní deska Ø 118 mm, ochranný kryt
 - **BL 602** – váživost do 600 g, rozlišení 0,01 g, vážní deska Ø 118 mm, ochranný kryt



- ■ **BL 2002** – váživost do 2000 g, rozlišení 0,01 g, vážní deska 188 x 148 mm
- **BL 3001** – váživost do 3000 g, rozlišení 0,1 g, vážní deska 188 x 148 mm
- **BL 6001** – váživost do 6000 g, rozlišení 0,1 g, vážní deska 188 x 148 mm
- **intuitivní ovládání:**
 - přehledný kontrastní LCD displej, pohodlné ovládání pomocí 7 tlačítek
 - indikátor stability a sloupcový graf zobrazující zbývajících vážící rozsah
 - zobrazení reálného času a data na displeji
- **pracovní režimy:** vážení, počítání kusů, procentuální vážení
- **rychlá odezva:** čas stabilizace 3 s
- **jednotky vážení:** 21 různých měrných jednotek
- **externí kalibrace:** kalibrační závaží třídy M1 je součástí dodávky
- **konektivita:** rozhraní RS232 pro připojení k PC nebo tiskárně
- **konstrukce:**
 - nerezová vážní deska, výškově nastavitelné nožičky
 - ochranný kryt proti proudění vzduchu u modelů BL 303 a BL 602 má boční a horní dvířka, což umožňuje pohodlné pipetování bez nutnosti sejmoutí krytu
- **duální napájení:** dobíjecí AGM baterie a síťový adaptér
- podrobnější technické informace naleznete níže v souborech ke stažení
- **informace k dodávce:** součástí dodávky váhy je síťový adaptér, kalibrační závaží a ochranný kryt proti prachu (kromě modelů BL 303 a BL 602)

Přesné váhy BL

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Váživost [g]	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 513	BL 303	Ø 118	0,001	300	Včetně kalibračního závaží třídy M1	3-4 týdny	9 604 Kč
467 862 700 323	BL 602	Ø 118	0,01	600	Včetně kalibračního závaží třídy M1	3-4 týdny	7 154 Kč
467 862 700 313	BL 2002	188 x 148	0,01	2000	Včetně kalibračního závaží třídy M1	3-4 týdny	8 281 Kč
467 862 700 113	BL 3001	188 x 148	0,1	3000	Včetně kalibračního závaží třídy M1	3-4 týdny	5 635 Kč
467 862 700 123	BL 6001	188 x 148	0,1	6000	Včetně kalibračního závaží třídy M1	3-4 týdny	5 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství: Tiskárna

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 862 700 863	Externí tiskárna pro váhy XS s rozhraním RS232	3-4 týdny	3 038 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-303-EN.pdf
-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-602-EN.pdf
-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-2002-EN.pdf
-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-3001-EN.pdf
-  Data-Sheet-XS-Balance-BL-6001-EN.pdf