

Válec preparátní s převislým víkem

- průměr: 85, 100, 120, 150, 200 nebo 300 mm
- materiál: sklo v optické čistotě (nezkresluje pohled)
- vhodný pro uložení preparátů v biologických a medicínských laboratořích



Obj. číslo	Průměr válce [mm]	Výška válce [mm]	Průměr víka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 416 130 808	85	85	95	1-2 týdny	653 Kč
632 416 131 010	100	100	110	1-2 týdny	765 Kč
632 416 131 212	120	120	130	1-2 týdny	1 037 Kč
632 416 131 515	150	150	162	Na dotaz	1 438 Kč
632 416 132 020	200	200	214	Na dotaz	2 555 Kč
632 416 133 030	300	300	314	Na dotaz	4 991 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.