

Válec sedimentační IMHOFF, SAN

Materiál: SAN

- objem: 1000 ml
- materiál: průhledný SAN (válec), PP (uzávěr)
- lisovaná stupnice (dělení viz tabulka)
- šroubovací uzávěr pro vypuštění obsahu a snadné čištění
- vyhovuje DIN 12672
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): dvoumístný stojan



Technické údaje					
Válec sedimentační	Objem	Přesné dělení (tolerance $\pm 5\%$)		Průměr	Výška
	1000 ml	do objemu 2 ml	0,1 ml	125 mm (vnější) 118 mm (vnitřní)	483 mm (s uzávěrem)
		pro objem 2 - 10 ml	0,5 ml		
		pro objem 10 - 40 ml	1,0 ml		
		pro objem 40 - 100 ml	2,0 ml		
		pro objem 100 - 300 ml	10,0 ml		
		pro objem 300 - 1000 ml	50,0 ml		

i V naší nabídce najdete i [sedimentační válce dle Imhoffa](#) z borosilikátového skla 3.3.

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 055	Sedimentační válec IMHOFF	1000	Skladem, do 1 týdne	689 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Popis	Rozměry [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 191 056	Dvoumístný stojan pro sedimentační válce IMHOFF	150 x 300 x 294	2-3 týdny	1 418 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.