

Vanička na čidla pro 8- a 12kanálové pipety, dělená, oboustranná

- oboustranná "3 v 1"
- nedělená: objem 50 ml (graduace 10, 25, 40 a 50 ml)
- dělená: pro 8kanálovou (objem 8x 5 ml) a 12kanálovou pipetu (objem 12x 5 ml)
- materiál: bílý PP
- opakovaně použitelná, autoklávodatelná
- **informace k dodávce:** vaničky jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 950 072 125	50 (nedělená), 40 (8x 5, dělená), 60 (12x 5, dělená)	Nesterilní	10	4-6 týdnů	2 049 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.