

VERKON > Dávkování a titrace > Příslušenství pro pipetování > Vaničky > Vanička na čínidla pro 8kanálové pipety, dělená

Vanička na čínidla pro 8kanálové pipety, dělená

- sterilní (γ-záření) i nesterilní provedení
- jednorázové použití
- objem: 8x 6 ml
- materiál: bílý PS
- stohovatelná
- **informace k dodávce:** vaničky jsou dodávány v balení po 100 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 959 420 016	48 (8x 6)	Nesterilní	100	4-6 týdnů	1 975 Kč
130 959 425 516	48 (8x 6)	Sterilní	100	4-6 týdnů	2 734 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.