

VERKON > Dávkování a titrace > Příslušenství pro pipetování > Vaničky > Vanička na čidla pro vícekanálové pipety, nedělená, s víčkem

## Vanička na čidla pro vícekanálové pipety, nedělená, s víčkem

Výrobci a značky: Brand

- objem: 60 ml
- nesterilní
- opakovaně použitelná
- materiál: PP
- **informace k dodávce:** vaničky jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 980 703 459	60	Nesterilní	10	4-6 týdnů	653 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*