

Vanička na čínidla pro vícekanálové pipety, nedělená

- sterilní (γ-záření) i nesterilní provedení
- jednorázové použití
- ryska s vyznačením objemu na boční stěně
- materiál: PS
- pevné stěny, dno ve tvaru "V" (maximální výtěžnost)
- výlevky v rozích (snadné přelití zpět do zásobní láhve)
- stohovatelná
- **informace k dodávce:** vaničky jsou dodávány v balení po 10 ks (sterilní provedení) nebo 100 ks (nesterilní provedení)



Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 060 613 030	30	Sterilní	10	4-6 týdnů	159 Kč
130 060 613 055	55	Sterilní	10	4-6 týdnů	179 Kč
130 060 613 110	110	Sterilní	10	4-6 týdnů	204 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Objem [ml]	Provedení	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 060 603 030	30	Nesterilní	100	4-6 týdnů	849 Kč
130 060 603 055	55	Nesterilní	100	4-6 týdnů	1 000 Kč
130 060 603 110	110	Nesterilní	100	4-6 týdnů	1 244 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.