

## KRUHY VARNÉ A FILTRAČNÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Stojany, držáky, svorky a kruhy > Kruhy varné a filtrační

### Kruh na filtraci

- 3 velikosti: vnitřní Ø 30, 40 nebo 55 mm
- plastová vložka
- svorka k upevnění na laboratorní stojan (upínací průměr 5 - 12 mm)



Obj. číslo	Popis	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 310 101	Kruh na filtraci	30	157	1-2 týdny	240 Kč
396 551 310 102	Kruh na filtraci	40	162	Skladem, do 1 týdne	260 Kč
396 551 310 103	Kruh na filtraci	55	170	Skladem, do 1 týdne	270 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Kruh varný bez svorky

- k uložení baněk a nálevek různých velikostí na laboratorním stojanu
- upíná se **dvojitou svorkou** na **tyč stojanu**



Obj. číslo	Průměr vnější [mm]	Průměr vnitřní [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 316 286	80	60	Skladem, do 1 týdne	160 Kč
396 551 316 287	100	75	Skladem, do 1 týdne	168 Kč
396 551 316 288	130	105	Skladem, do 1 týdne	175 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

# Kruh na filtraci, PP

Materiál: PP

## ■ 3 typy:

- pro jednu nálevku
  - pro 2 nálevky
  - pro dělicí nálevku (tvar podkovy)
- upevňuje se na tyč laboratorního stojanu (průměr tyče 8 až 12 mm)
  - vhodný pro nálevky o průměru 25 až 150 mm nebo násypky do průměru stonku 35 mm
  - materiál: bílý PP



**Náš TIP:** S tímto produktem zákazníci kupují [skleněné](#) nebo [plastové nálevky](#), [dělicí nálevky](#), [násypky](#), [filtrační papíry](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [Erlenmeyerovy baňky](#).

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
130 647 696 235	Pro jednu nálevku o průměru 25 až 150 mm	Skladem, do 1 týdne	126 Kč
130 647 696 236	Pro dvě nálevky o průměru 25 až 150 mm	Skladem, do 1 týdne	155 Kč
331 850 019 970	Pro dělicí nálevku o průměru větším než 75 mm	3-4 týdny	142 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*