

KRUHY VARNÉ A FILTRAČNÍ

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Stojany, držáky, svorky a kruhy > Kruhy varné a filtrační

Kruh na filtraci

- 3 velikosti: vnitřní Ø 30, 40 nebo 55 mm
- plastová vložka
- svorka k upevnění na laboratorní stojan (upínací průměr 5 – 12 mm)



Obj. číslo	Popis	Vnitřní průměr [mm]	Délka [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 310 101	Kruh na filtraci	30	157	1-2 týdny	240 Kč
396 551 310 102	Kruh na filtraci	40	162	Skladem	260 Kč
396 551 310 103	Kruh na filtraci	55	170	Skladem	270 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kruh varný bez svorky

- k uložení baněk a nálevek různých velikostí na laboratorním stojanu
- upíná se [dvojitou svorkou](#) na [tyč stojanu](#)



Obj. číslo	Průměr vnější [mm]	Průměr vnitřní [mm]	Dostupnost	Cena / ks
396 551 316 286	80	60	Skladem	160 Kč
396 551 316 287	100	75	Skladem	168 Kč
396 551 316 288	130	105	Skladem	175 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kruh na filtraci, PP

Materiál: PP A 121 °C

- 3 typy: pro jednu nálevku, pro 2 nálevky, nebo pro dělicí nálevku (tvar podkovy)
- materiál: bílý PP
- upevňuje se na tyč laboratorního stojanu (průměr tyče 8 až 14 mm)
- autoklávovatelný do 121 °C



Náš TIP: S tímto produktem zákazníci kupují [skleněné](#) nebo [plastové](#) nálevky, [dělicí nálevky](#), [filtrační papíry](#), [laboratorní stojany](#), [kádinky](#) a [Erlenmeyerovy baňky](#).

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 268	Pro jednu nálevku o průměru 25 až 170 mm	4-6 týdnů	257 Kč
331 850 019 269	Pro dvě nálevky o průměru 25 až 170 mm	3-4 týdny	339 Kč
331 850 019 970	Pro dělicí nálevku o průměru větším než 75 mm	3-4 týdny	142 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.