

VÁŽENKY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro vážení > Váženky

Váženka s víčkem, PP

Materiál: PP

- objem 23 – 360 ml
- materiál: PP
- opakovaně použitelná
- autoklávatelná při 121 °C po dobu 20 minut
- včetně víčka

Náš TIP: V naší nabídce najdete i [skleněné vážanky](#), [skleněné](#), [hliníkové](#), [nerezové](#), [porcelánové](#) a [papírové](#) navažovací lodičky, [odvažovací misky](#), [papíry na vážení](#) a [štetce](#) na čištění vah.



Obj. číslo	Objem [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 019 340	23	30	48	1-2 týdny	64 Kč
331 850 019 345	30	49	29	1-2 týdny	70 Kč
331 850 019 346	50	59	34	1-2 týdny	80 Kč
331 850 019 343	60	40	69	1-2 týdny	70 Kč
331 850 019 347	190	59	88	1-2 týdny	93 Kč
331 850 019 348	360	70	118	1-2 týdny	106 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.