

Vialka EPA

- objem 20 nebo 40 ml
- šroubovací, závit 24-400/ND24
- čiré nebo hnědé sklo
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro odběr vzorků dle požadavků EPA
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 792 046	20	Čirá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 189 Kč
150 332 792 146	20	Hnědá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 543 Kč
150 332 795 046	40	Čirá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 575 Kč
150 332 795 146	40	Hnědá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 704 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 795 011	Plastová víčka ND24 s otvorem, bez sept	100	3-4 týdny	348 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 223 323	Septa PTFE/silikon pro víčka ND24	100	3-4 týdny	1 789 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.