

## Vialka Headspace, šroubovací

- objem: 10 nebo 20 ml
- šroubovací, přesný závit "precision thread" ND18
- čiré nebo hnědé sklo, 1. hydrolytická třída
- bez víčka (plná víčka se septy, nebo víčka s otvorem a septy se objednávají samostatně)
- vhodná pro mikroextrakce na pevné fázi (MEPS), kompatibilní s většinou Headspace autosamplerů (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



### Vialky Headspace

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 815	10	Čirá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	709 Kč
150 647 616 895	10	Hnědá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	741 Kč
150 647 630 303	20	Čirá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	761 Kč
150 647 621 127	20	Hnědá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	902 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Magnetická víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 717	Magnetická víčka ND18 s otvorem a septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 037 Kč
150 647 622 171	Magnetická víčka ND18 plná, se septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 257 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*