

Vialka krimpovací čirá, různé objemy

- objem: 1, 5, 10, 20, 25 a 100 ml
- čiré borosilikátové sklo I. hydrolytická třída (kromě objemu 100 ml)
- čiré sodnovápenaté sklo (III. hydrolytická třída) (objem 100 ml)
- ploché dno
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v balení po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Kompatibilita s autosamplery

Objem	Rozměry	Kompatibilita
5,0 ml	22 x 38 mm	s autosamplery Carlo-Erba, typ HS 250
10,0 ml	23 x 47 mm	s autosamplery Carlo-Erba, typ HS 250
10,0 ml	22 x 45 mm	s autosamplery DANI
20,0 ml	23 x 75 mm	s autosamplery Perkin-Elmer, typ 740 a 745

Vialky krimpovací s plochým dnem a vyhnutým okrajem dle DIN 58366, část 1

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Pro víčko o průměru [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 240 001	1,0	11 x 32	11	100	2-3 týdny	394 Kč
150 951 240 005	5,0	20 x 38	20	100	2-3 týdny	562 Kč
150 951 240 012	10,0	20 x 55	20	100	2-3 týdny	721 Kč
150 951 240 025	25,0	30 x 65	20	100	2-3 týdny	1 497 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vialky krimpovací s plochým dnem a vyhnutým okrajem

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Pro víčko o průměru [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 240 006	5,0	22 x 38	20	100	Kontaktujte nás	

Obj. číslo	Objem [ml]	Rozměry [mm]	Pro víčko o průměru [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 240 010	10,0	23 x 47	20	100	Kontaktujte nás	
150 951 240 011	10,0	22 x 45	20	100	Kontaktujte nás	
150 951 240 020	20,0	23 x 75	20	100	2-3 týdny	913 Kč
150 642 090 343	100,0	51,6 x 94,5	20	88	3-4 týdny	1 403 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 242 011	Hliníková 11mm krimpovací víčka se septy PTFE/pryž	100	2-3 týdny	354 Kč
150 951 242 020	Hliníková 20mm krimpovací víčka se septy PTFE/pryž	100	2-3 týdny	1 710 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.