

Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon/PTFE, Balení [ks]: 100, k produktu: Vialka krimpovací, objem 2 ml

- maximální objem plnění: 1,8 ml
- širokohrdlá s plochým dnem
- krimpovací (k nasazení víčka na vialku se používají [krimpovací kleště](#))
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vnější rozměry: 12 x 32 mm
- pro víčka 11 mm (víčka se objednávají samostatně)
- vhodná pro použití [skleněných vložek/insertů](#) (objednávají se samostatně)
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů pracujících s vialkami 12 x 32 mm
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 381 233	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	191 Kč
150 333 812 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	266 Kč
150 333 812 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	276 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

11mm stříbrná hliníková krimpovací víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 333 819 223	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/červená guma	100	3-4 týdny	202 Kč
150 330 381 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon	100	4-6 týdnů	380 Kč
150 330 381 124	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	3 420 Kč
150 330 069 123	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/oranžový silikon	100	3-4 týdny	289 Kč
150 330 069 124	Hliníková 11mm víčka se septy GC PTFE/oranžový silikon	1000	3-4 týdny	1 983 Kč
150 330 071 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon, pre-slit	100	3-4 týdny	414 Kč
150 330 071 124	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon, pre-slit	1000	3-4 týdny	3 755 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 333 812 123	Hliníková 11mm víčka se septy PTFE/silikon/PTFE	100	3-4 týdny	869 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.